

## Ti-Max Z Mit Licht

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Zellglasoptik
- Clean-Head-System (außer Z24L) • Push-Selbstspannfutter • Mikrofilter



MODELL **Z95L** BESTELLCODE **C1034** €1.180,-

### 1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager • DLC-Beschichtung
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min



MODELL **Z85L** BESTELLCODE **C1062** €1.180,-

### 1:5-Übersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager • DLC-Beschichtung
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- \* für Kurzschaftbohrer



MODELL **Z84L** BESTELLCODE **C1135** €1.180,-

### 1:4,5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl • Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager • DLC-Beschichtung
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 180.000/min
- \* für Kurzschaftbohrer



MODELL **Z25L** BESTELLCODE **C1038** €755,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **Z24L** BESTELLCODE **C1126** €772,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl • Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **Z15L** BESTELLCODE **C1039** €874,-

### 4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min



MODELL **Z10L** BESTELLCODE **C1040** €971,-

### 16:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 2.500/min

## Ti-Max Z45L **Mit Licht**

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • 45°-Winkel-Kopf • Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager • Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl
- Zwei-Wege-Sprayfunktion • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem • DLC-Beschichtung



MODELL **Z45L** BESTELLCODE **C1064** €1.081,-

### 1:4,2-Übersetzung

- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- max. Geschwindigkeit: 168.000/min

## nano Serie **Mit Licht**

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Zellglasoptik
- Push-Selbstspannfutter (außer nano65LS) • Clean-Head-System



MODELL **nano95LS** BESTELLCODE **C1099** €1.081,-

### 1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager • Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem • DLC-Beschichtung
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min



MODELL **nano25LS** BESTELLCODE **C1100** €737,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mikrofilter • max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **nano15LS** BESTELLCODE **C1101** €845,-

### 4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mikrofilter • max. Geschwindigkeit: 10.000/min

## Gerades Handstück



MODELL **nano65LS** BESTELLCODE **H1048** €813,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl • für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)\*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- \* (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

## Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung • Zellglasoptik



**Mit Licht** MODELL **X95L** BESTELLCODE **C600** €978,-  
**Ohne Licht** MODELL **X95** BESTELLCODE **C610** €747,-

### 1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl • Keramik-Kugellager
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min



**Mit Licht** MODELL **X85L** BESTELLCODE **C604** €978,-  
**Ohne Licht** MODELL **X85** BESTELLCODE **C614** €747,-

### 1:5-Übersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)\*
- Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- \* für Kurzschaftbohrer



**Mit Licht** MODELL **X25L** BESTELLCODE **C601** €720,-  
**Ohne Licht** MODELL **X25** BESTELLCODE **C611** €514,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



**Mit Licht** MODELL **X20L** BESTELLCODE **C605** €720,-\*  
**Ohne Licht** MODELL **X20** BESTELLCODE **C615** €514,-\*

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

## Gerades Handstück



**Mit Licht** MODELL **X65L** BESTELLCODE **H273** €793,-  
**Ohne Licht** MODELL **X65** BESTELLCODE **H274** €480,-

### 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl • für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)\*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- \* (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

\*X20L/X20 erhältlich solange Vorrat reicht.



**Mit Licht** MODELL X15L BESTELLCODE C602 € 810,-

**Ohne Licht** MODELL X15 BESTELLCODE C612 € 566,-

#### 4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min



**Mit Licht** MODELL X12L BESTELLCODE C606 € 859,-\*

**Ohne Licht** MODELL X12 BESTELLCODE C616 € 587,-\*

#### 10:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min



**Mit Licht** MODELL X10L BESTELLCODE C603 € 898,-\*

**Ohne Licht** MODELL X10 BESTELLCODE C613 € 617,-\*

#### 16:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 2.500/min

## Endodontische Winkelstücke



**Mit Licht** MODELL X35L BESTELLCODE C620 € 839,-

**Ohne Licht** MODELL X35 BESTELLCODE C624 € 559,-

#### 10:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • Push-Selbstspannfutter
- für Handfeilen und Feilen mit Winkelstückschaft
- 60° Vorwärts-/Rückwärtsdrehung
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min



MODELL QF Adapter BESTELLCODE C877701 € 38,-



**Mit Licht** MODELL X70L BESTELLCODE C622 € 793,-\*

**Ohne Licht** MODELL X70 BESTELLCODE C626 € 638,-\*

#### 64:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • für maschinelle Feilen
- Push-Selbstspannfutter • Drehung um 360°
- max. Geschwindigkeit: 600/min



**Mit Licht** MODELL X75L BESTELLCODE C623 € 871,-\*

#### 128:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • für maschinelle Feilen
- Push-Selbstspannfutter • Drehung um 360°
- max. Geschwindigkeit: 300/min

## Prophylaxe-Winkelstücke



**Mit Licht** MODELL X57L BESTELLCODE C609 € 611,-

**Ohne Licht** MODELL X57 BESTELLCODE C619 € 411,-

#### 16:1-Untersetzung

- für Schraubkelche und -bürsten
- Drehung um 360° • ohne Spraykühlung
- max. Geschwindigkeit: 2.500/min



**Mit Licht** MODELL X55L BESTELLCODE C608 € 699,-

**Ohne Licht** MODELL X55 BESTELLCODE C618 € 514,-

#### 4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • für EVA- und Profin-Spitzen
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm
- LTA-Profin-Aufsätze nicht im Set enthalten
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

\*X12L/X12/X10L/X10/X70L/X70/X75L erhältlich solange Vorrat reicht.



Waschbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# S-Max M

• Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter



**Mit Licht** MODELL **M95L** BESTELLCODE **C1023** € 772,-

**Ohne Licht** MODELL **M95** BESTELLCODE **C1026** € 599,-

## 1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl • für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm) • Keramik-Kugellager
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min



**Mit Licht** MODELL **M25L** BESTELLCODE **C1024** € 581,-

**Ohne Licht** MODELL **M25** BESTELLCODE **C1027** € 438,-

## 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



**Mit Licht** MODELL **M15L** BESTELLCODE **C1025** € 690,-

**Ohne Licht** MODELL **M15** BESTELLCODE **C1028** € 485,-

## 4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

## Gerades Handstück



**Ohne Licht** MODELL **M65** BESTELLCODE **H1008** € 423,-

## 1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl • für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückenschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)\*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

\* (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

# FX Serie



MODELL **FX25m** BESTELLCODE **C1052** € 212,-

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System
- Kugellager • max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **FX15m** BESTELLCODE **C1053** € 307,-

### 4:1-Untersetzung

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System
- Kugellager • max. Geschwindigkeit: 10.000/min



MODELL **FX75m** BESTELLCODE **C1055** € 329,-

### 16:1-Untersetzung

- Mini-Kopf • für maschinelle Feilen • Edelstahlkörper
- Drehung um 360° • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 1.250/min



MODELL **FX57m** BESTELLCODE **C1054** € 247,-

### 4:1-Untersetzung

- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben
- Edelstahlkörper • Drehung um 360°
- ohne Spraykühlung • Pastensiegel-Dichtsystem
- max. Geschwindigkeit: 5.000/min

### Snap-On Adapter

MODELL für Prophylaxe-Winkelstücke\*

BESTELLCODE **C186020** € 4,-

\*für die Verwendung von Snap-On Kelchen  
(auch geeignet für Ti-Max X57/X57L)



MODELL **FX22** BESTELLCODE **C1129** € 150,-

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • nicht thermodesinfizierbar
- max. Geschwindigkeit: 30.000/min

## Gerades Handstück



MODELL **FX65m** BESTELLCODE **H1014** € 225,-

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

## EX-Serie **Ohne Licht**

Typ ISO mit externer Wasserzufuhr

### Winkelstückköpfe für allg. Anwendungen



MODELL **FPB-Y** BESTELLCODE **C875** € 110,-

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Kugellager • max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **NAC-Y** BESTELLCODE **C032002** € 51,-

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss
- max. Geschwindigkeit: 30.000/min



MODELL **BB-Y** BESTELLCODE **C037** € 89,-

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellager
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **NBBW-Y** BESTELLCODE **C211** € 120,-

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellager
- mit seitlicher Wassersprühdüse
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **NM-Y** BESTELLCODE **C247** € 89,-

- Mini-Kopf • Schnappverschluss
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 30.000/min



MODELL **FFB-Y** BESTELLCODE **C884** € 102,-

- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **NRS2-Y** BESTELLCODE **C549** € 93,-

- 10:1-Untersetzung
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 3.000/min

## Winkelstückköpfe für Prophylaxe



MODELL **AR-Y (S)** BESTELLCODE **C187** € 45,-

- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben
- max. Geschwindigkeit: 5.000/min



MODELL **AR-Y (K)** BESTELLCODE **C188** € 45,-

- für Kelche mit Einrastmechanismus
- max. Geschwindigkeit: 5.000/min



MODELL **EVA-Y** BESTELLCODE **C235** € 89,-

- für Eva-Interdental-Spitzen
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

## Winkelstückköpfe für Endodontie



MODELL **MP-Y** BESTELLCODE **C547** € 104,-

- Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 20.000/min



MODELL **MPA-Y** BESTELLCODE **C548** € 193,-

- Anschluss für Apexlokalisator (für langen Schaft)
- Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 20.000/min



MODELL **MPAS-Y** BESTELLCODE **C882** € 193,-

- Anschluss für Apexlokalisator (für kurzen Schaft)
- Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 20.000/min



MODELL **TEQ-Y** BESTELLCODE **C849** € 102,-

- 80°-Drehbewegung vor und zurück
- für maschinelle Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min



MODELL **TEP-Y** BESTELLCODE **C837** € 102,-

- 60°-Drehbewegung vor und zurück
- für Handfeilen • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min



AR-Y (S), AR-Y (K), EVA-Y, MP-Y, MPA-Y,  
MPAS-Y und TEP-Y thermodesinfizierbar



Autoklavierbar  
bis 135°C



## EX-Serie

## Winkelstückunterteile



MODELL **EC** BESTELLCODE **C100008** € 75,-

MODELL **ECM** BESTELLCODE **C100007** € 102,-

**1:1-Übertragung**



MODELL **ER4** BESTELLCODE **C634** € 156,-

MODELL **ER4M** BESTELLCODE **C634002** € 195,-

**4:1-Untersetzung**



MODELL **ER10** BESTELLCODE **C635** € 182,-

**10:1-Untersetzung**



MODELL **ER16** BESTELLCODE **C636** € 194,-

**16:1-Untersetzung**



MODELL **ER64** BESTELLCODE **C637** € 219,-

**64:1-Untersetzung**

# EX-Serie **Ohne Licht**

Typ ISO mit externer Wasserzufuhr



MODELL **NAC-EC** BESTELLCODE **Y110148** € 125,-

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss
- max. Geschwindigkeit: 30.000/min



MODELL **Sprayclip** BESTELLCODE **C032701** € 11,50

- für NAC (optional)

## Gerades Handstück



MODELL **EX-6B** BESTELLCODE **H260** € 198,-

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **EX-6D** BESTELLCODE **H267** € 205,-\*

### 1:1-Übertragung

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min



MODELL **EX-5B** BESTELLCODE **H262** € 265,-

### 4:1-Untersetzung

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min



MODELL **Sprayclip** BESTELLCODE **H019711** € 11,50

- für EX-6B, EX-5B (optional)

# Ti-Max X **Ohne Licht**

Externe Wasserzufuhr



MODELL **X95EX** BESTELLCODE **C1072** € 716,-

### 1:5-Übersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Vierfach-Wasserstrahl
- Keramik-Kugellager
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min

# isoE-LUX **Mit Licht**

Lichtsonde



MODELL **isoE-LUX** BESTELLCODE **Z1265** € 286,-

- E-Typ Lichtmotoranschluss
- Glasfaser-Lichtleiter
- Edelstahlkörper

\*EX-6D erhältlich solange Vorrat reicht.



X95EX und isoE-LUX  
thermodesinfizierbar



Autoklavierbar  
bis 135°C