

## iProphy Komplettssets



MODELL : **iProphy Komplettsset**  
BESTELLCODE : **Y1500015**

Lieferumfang :  
• iProphy Motorhandstück • Kopf iFX57  
• iProphy Ladestation • Netzteil • F-Type Spraydüse

### iProphy ohne Kopf

MODELL : **iProphy W/O**  
BESTELLCODE : **Y1500069**

Lieferumfang :  
• iProphy Motorhandstück  
• iProphy Ladestation • Netzteil • F-Type Spraydüse

## iProphy Köpfe



MODELL : **iFX57**  
BESTELLCODE : **C1102**

• Für Einschraub-Kelche und -Bürsten (screw-in type)  
• 4:1 Reduzierung

Washbar im Thermodesinfektor Autoklavierbar



MODELL : **PR-F**  
BESTELLCODE : **H209**


• Für Einweg-Prophylaxeköpfe (DPA)  
• 4:1 Reduzierung

Washbar im Thermodesinfektor Autoklavierbar

## ERSATZTEILE

MODELL	PRODUKTE	BESTELLCODE
<b>iProphy Motorhandstück</b>		EA11170020
<b>iProphy Ladestation</b>		UA10910020
<b>Netzteil</b>		Y1500014
<b>Akkupack</b>		E1080052
<b>F-Type Spraydüse</b>		Z256090

# NSK



# iProphy

Kabelloser Prophylaxemotor

# Volle Kontrolle in Ihren Händen.

Weniger ist mehr: gesteuert allein mit Ihrer Fingerspitze, ganz ohne Fußschalter, haben Sie beim iProphy den Poliervorgang fest in Ihrer Hand, mit maximalem Freiraum und einzigartiger Kontrolle über das Geschehen. So wird iProphy schnell zu einem unersetzlichen Bestandteil Ihres Arbeitsalltags, der nicht mehr wegzudenken ist.

## Leicht und locker ohne Kabel.

Der Verzicht auf ein Kabel führt zu völliger Bewegungsfreiheit und einer signifikanten Verringerung der Arbeitsbelastung. Totale Freiheit für alle denkbaren Behandlungssituationen.



## Ungestörte Sicht mit dem Ultra-Mini-Kopf.

Der extrem schlanke, langgestreckte Ultra-Mini-Kopf bietet ein weites Sichtfeld in der Mundhöhle sowie besten Zugang und eine exzellente Erreichbarkeit aller Stellen im Mundraum. Eigenschaften, die sich positiv auf Arbeitsqualität und Behandlungskomfort auswirken.



## Die Geschwindigkeiten fest im Griff.

Steuern Sie die Geschwindigkeit allein mit Ihrer Fingerspitze, ganz ohne Fußschalter. Stabile Rotation ohne Wenn und Aber.



## Leicht und ergonomisch.

Ergonomisch im Design, komfortabel zu greifen und so leicht und ausbalanciert, dass selbst längere Poliersitzungen zum Kinderspiel werden.



## Polieren mit Köpfchen.

Einfacher Wechsel und praktisches Umpositionieren des Kopfes dank Schnellkupplung. Sechs individuelle Kopfpositionen sorgen für perfekten Zugang bei gleichzeitig höchster Ergonomie.



## Breiter Geschwindigkeitsbereich.

Je nach Situation, Polierpaste oder Polierinstrument wählen Sie eine der fünf vordefinierten Geschwindigkeiten (500, 1.000, 1.500, 2.000 oder 2.500 min<sup>-1</sup>).