

NSK

TIME TO SWITCH

HERBSTAKTION

SEPTEMBER-DEZEMBER 2020



CREATE IT.

NSK Europe GmbH

www.nsk-europe.de

WINKELSTÜCKE

Ti-Max Z | nano¹⁾ series

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • 3 Jahre Garantie • Integrierter Mikrofilter
- DLC-Getriebebeschichtung • Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

4+1



1.049 €*
1.180 €*

MODELL Z95L
Licht-Winkelstück
1:5 Übersetzung
Vierfach-Spraykühlung
Keramikkugellager
REF **C1034**

4+1



999 €*
1.081 €*

MODELL Z45L
Licht-Winkelstück
1:4,2 Übersetzung
Zwei-Wege-Sprayfunktion
Keramikkugellager
REF **C1064**

Überlegener Zugang

Der um 45° abgewinkelte Kopf bietet einfachen Zugang in den Molarenbereich, ohne durch den Frontzahnbereich beeinträchtigt zu werden.



PREMIUM

4+1



799 €*
874 €*

MODELL Z15L
Licht-Winkelstück
4:1 Untersetzung
REF **C1039**

4+1



699 €*
755 €*

MODELL Z25L
Licht-Winkelstück
1:1 Übertragung
REF **C1038**

4+1 Aktion

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf dieser Doppelseite (S. 2 und 3) abgebildeten Instrumenten (4+1 Logo) zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket. Airscaler der Serie Ti-Max S970 (S. 7) sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten.

¹⁾ Diese Angebotspreise und die 4+1 Aktion gelten auch für die Instrumente der nano series (nano95LS, nano25LS und nano15LS). Die nano-Instrumente entsprechen technisch den Ti-Max Z Instrumenten, sind aber kürzer und leichter, wodurch sich ergonomische Vorteile ergeben können. BITTE BEACHTEN SIE: Die Instrumente der nano-Serie verfügen aufgrund ihrer Kürze über eine verkürzte Motoraufnahme. Sie sind kompatibel mit dem aktuellen Licht-Motorenprogramm von NSK (NLX nano, NLX plus, M40XS, NBX, X205L, M205LG) und anderen im Markt verfügbaren Motoren mit Licht, deren ISO-Kupplung eine Länge von 23 mm nicht überschreitet.

Ti-Max X series

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • 2 Jahre Garantie

4+1



799 €*
978 €*

MODELL X95L
Licht-Winkelstück
1:5 Übersetzung
Vierfach-Spraykühlung
Keramikkugellager
REF **C600**

4+1



666 €*
840 €*

MODELL X15L
Licht-Winkelstück
4:1 Untersetzung
REF **C602**

4+1



585 €*
720 €*

MODELL X25L
Licht-Winkelstück
1:1 Übertragung
REF **C601**

4+1



699 €*
793 €*

MODELL X65L
Licht-Handstück
1:1 Übertragung
REF **H273**

ADVANCED

S-Max M series

- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • 2 Jahre Garantie

4+1



699 €*
772 €*

MODELL M95L
Licht-Winkelstück
1:5 Übersetzung
Vierfach-Spraykühlung
Keramikkugellager
REF **C1023**

4+1



499 €*
581 €*

MODELL M25L
Licht-Winkelstück
1:1 Übertragung
REF **C1024**

4+1



555 €*
690 €*

MODELL M15L
Licht-Winkelstück
4:1 Untersetzung
REF **C1025**

4+1





385 €*
423 €*

MODELL M65
Handstück ohne Licht
1:1 Übertragung
REF **H1008**

TIME TO SWITCH

Sprayluft trägt wesentlich zum Entstehen von Spraynebel bei Dentalinstrumenten bei. Winkelstücke generieren dabei weniger Aerosol als Turbinen, und durch das Abschalten der Sprayluft wird eine weitere signifikante Verringerung von Aerosol erreicht. Die mit Aerosolen verbundenen Risiken können dadurch signifikant verringert werden. NSK bietet als einziger Hersteller weltweit die Möglichkeit, direkt am Instrument (Winkelstücke Z95L und Z45L) bei Bedarf die Sprayluft wegzuschalten. Simply TWIST THE SWITCH!



TURBINEN

Ti-Max Z series

- Titankörper mit DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Schlanker Hals für perfekte Sicht
- Keramikkugellager • 2 Jahre Garantie • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,5 × H 13,1 mm)



MODELL **Z900L**
für NSK PTL Kupplung
REF **P1111**

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,8 × H 12,1 mm)



MODELL **Z800L**
für NSK PTL Kupplung
REF **P1110**



MODELL **Z900KL**
für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung
REF **P1113**



MODELL **Z800KL**
für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung
REF **P1112**

MODELL **Z900SL**
für Sirona® Schnellkupplung
REF **P1115**

MODELL **Z900WL**
für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF **P1121**

MODELL **Z800SL**
für Sirona® Schnellkupplung
REF **P1114**

MODELL **Z800WL**
für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF **P1120**

S-Max M series

- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikkugellager • 2 Jahre Garantie • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm)



MODELL **M900L**
für NSK PTL Kupplung
REF **P1254**

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm)



MODELL **M800L**
für NSK PTL Kupplung
REF **P1253**



MODELL **M900KL**
für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung
REF **P1258**



MODELL **M800KL**
KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung
REF **P1257**

MODELL **M900SL**
für Sirona® Schnellkupplung
REF **P1262**

MODELL **M900WL**
für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF **P1266**

MODELL **M800SL**
für Sirona® Schnellkupplung
REF **P1261**

MODELL **M800WL**
für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF **P1265**

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z und S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

PREMIUM

ADVANCED

PROPHYLAXE & PARODONTOLOGIE

iProphy

Ergonomisches, kabelloses Polierinstrument mit ultrakleinem Kopf



Standard-Option 1
für Einschraubkelche



MODELL **iProphy Komplettsset**
mit iFX57 Kopf
REF **Y1500015**
1.095 €*



5 eingespeicherte
Geschwindigkeiten
(500, 1.000, 1.500, 2.000
und 2.500/min sowie
Rechts-/Linkslauf



Sechs im Winkel von 60°
einstellbare Kopfpositionen
für optimale Erreichbarkeit
aller Zahnoberflächen



Einfaches Anbringen
und Positionieren des
iFX57m Kopfes

Optional erhältlich:



MODELL: **iFX57**
(Kopf für Einschraub-
kelche)
REF **C1102001**
247 €*



MODELL: **PR-F**
(DPA-Adapter)
REF **H209001**
185 €*



Kein Steuergerät, kein Fußschalter:
Sie kontrollieren das Instrument
nur mit Ihrem Zeigefinger.

iProphy ist wahlweise erhältlich mit dem iFX57 Kopf für Einschraubkelche (**Standard-Option 1**) oder für die Verwendung von „Disposable Prophy Angles“ (DPA = Einmal-Prophylaxeköpfe [**Option 2**]). Einschraubkelche und DPA sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Option 2:
MODELL: **iProphy ohne iFX57**
Komplettsset ohne Kopf
REF **Y1500069**
848 €*

Für DPA



+

MODELL: **PR-F**
DPA-Adapter
REF **H209001**
185 €*

MODELL **iProphy Komplettsset**
mit iFX57 Kopf
REF **Y1500015**
1.095 €*



Für Einschraubkelche
und DPA



+

MODELL: **PR-F**
DPA-Adapter
REF **H209001**
185 €*

Prophylaxe-/Polierwinkelstücke



369 €*
411 €*

MODELL **X57**
Titan-Winkelstück, ohne Licht
16:1 Untersetzung
Ultrakleiner Kopf für
Schraubkelche und -bürsten²⁾
REF **C619**



247 €*

MODELL **FX57m**
Edelstahl-Winkelstück, ohne Licht
4:1 Untersetzung
Ultrakleiner Kopf für
Schraubkelche und -bürsten²⁾
REF **C1054**

²⁾ mit Snap-on-Adapterschraube (REF C18.6020, 4€*)
auch für Snap-on-Kelche geeignet

PROPHYLAXE & PARODONTOLOGIE

NSK YOUNG SMILEBOX



MODELL **SMILEBOX**
NSK Polierwinkelstück FX57 m
mit YOUNG Materialien-Sortiment
REF **S220001**

SMILEPREIS
279 €*

NSK YOUNG SMILEBOX enthält:



FX57m
Polier-Winkelstück
Edelstahl, 4:1 Untersetzung
Ultraleiner Kopf für
Schraubkelche



Young™ Elite Original™ Cup
Außen- und Innenlamellen.
Entfernen Verfärbungen,
spritzen deutlich weniger
und unterstützen bei der
interproximalen Reinigung.
Besonders kurzer Cup für
optimalen Zugang.
Packung à 144 Stk.



2Tone™ Anfarbelösung
Mit Zweifarbreaktion: Neuere
Beläge werden rot und ältere
blau angezeigt. Ohne Erythrosin
und Gluten.
Flasche à 59 ml



DryTips®, small
Übertreffen die Speichelauf-
nahme von Watterollen oder
anderen Pads um Längen.
Außerdem verlieren sie
während der Behandlung keine
Flüssigkeit. DryTips® erleichtern
die Arbeit vor allem im hinteren
Teil der Mundhöhle, da sie den
Behandlungsbereich sauber
und trocken halten.
Packung à 50 Stk.



Young™ Polierpaste, Mint
Reinigung und Glanz in nur
einem Anwendungsschritt.
Weniger Verspritzen, fluorid-
frei. Mit Backnatron: hellt auf
und senkt den pH-Wert.
Glutenfrei.
Packung à 125 Einheiten

Varios 970

Ultraschallgenerator für eine schonende und effiziente Ultraschallbehandlung.
Einsetzbar in den Bereichen Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie und Prothetik.

iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe • Federleichtes Handstück für alle Indikationen • Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik • LED-Lichttechnologie • 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

<p>MODELL G1 REF Z217101 53 €*</p> <p>MODELL G1 Aktion (5+1) REF Y900501 265 €*</p>	<p>MODELL G4 REF Z217104 53 €*</p> <p>MODELL G4 Aktion (5+1) REF Y900502 265 €*</p>
<p>MODELL G6 REF Z217106 53 €*</p> <p>MODELL G6 Aktion (5+1) REF Y900503 265 €*</p>	<p>MODELL G8 REF Z217108 53 €*</p> <p>MODELL G8 Aktion (5+1) REF Y1002163 265 €*</p>
<p>MODELL G9 REF Z217109 53 €*</p> <p>MODELL G9 Aktion (5+1) REF Y1002164 265 €*</p>	<p>MODELL G16 REF Z217120 64 €*</p> <p>MODELL G16 Aktion (5+1) REF Y1003898 320 €*</p>



MODELL **Varios 970 LUX** **2.524 €***
Ultraschallgerät mit Licht
REF **Y1004161**

- Varios 970 Komplettsset beinhaltet:
- Steuergerät
 - Handstück inkl. Kabel
 - Fußschalter
 - 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
 - 2 Kühlmittelbehälter
 - Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

+



MODELL **Varios 970** **2.215 €***
Ultraschallgerät ohne Licht
REF **Y1004160**

SPARPAKET P5-A Varios 970 LUX
+ 2. Varios LED-Handstück

2.499 €*
3.244 €*

Sparen Sie
745 €

SPARPAKET P5-B Varios 970
+ 2. Varios Handstück
ohne Licht

2.199 €*
2.627 €*

Sparen Sie
428 €

PROPHYLAXE & PARODONTOLOGIE

Prophy-Mate neo

Pulverstrahlinstrument für die supragingivale Anwendung

SPARPAKET P1

Prophy-Mate neo nach Wahl
+ 2. Prophy-Mate neo Handstück
(REF: T797010, € 291*)

+ FLASH pearl 4 x 300g

919 €*
~~1.245 €*~~

FLASH pearl

MODELL FLASH pearl
Reinigungspulver auf Kalziumbasis
kraftvolle, schmelzschonende Reinigung
4 Flaschen à 300g
REF Y900698

79 €*

REF Y135029 für NSK Turbinenkupplung
REF Y135030 für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung
REF Y135031 für Sirona® Schnellkupplung
REF Y135032 für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF Y135033 für Bien-Air® Unifix® Kupplung

875 €*

Perio-Mate

Pulverstrahlinstrument für die subgingivale Anwendung

SPARPAKET P2

Perio-Mate nach Wahl
+ 2. Perio-Mate Handstück
(REF: T1043010, € 342*)

+ Perio-Mate Powder 2 x 160g

1.069 €*
~~1.434 €*~~

Perio-Mate Powder

MODELL Perio-Mate Powder
Glycinpulver
2 Flaschen à 160g
REF Y900938

63 €*

REF Y1002654 für NSK Turbinenkupplung
REF Y1002655 für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung
REF Y1002656 für Sirona® Schnellkupplung
REF Y1002657 für W&H® Roto Quick® Kupplung
REF Y1002658 für Bien-Air® Unifix® Kupplung

1.029 €*

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

MEGAPAKET P3

(SPARPAKETE P1 & P2 in Kombination)

+

1.889 €*
~~2.679 €*~~

PROPHYLAXE & PARODONTOLOGIE

Varios Combi Pro

Komplettlösung für die Oralhygiene: Ultraschall x Pulverstrahl, supragingival, subgingival

Varios Combi Pro Basisset enthält:
Steuergerät – Ultraschalleinheit inkl.
Handstück – Supragingivales Pulverstrahl-
kit – Multifunktions-Fußschalter-
Aufsätze G4, G8 und G16 – Weitere
Accessoires




2 in 1
Ultraschall x Pulverstrahl

MODELL **Varios Combi Pro**
Die variable 2-in-1-Prophylaxe- und
Periokombination; Basisset
REF **Y1002843**

4.380 €*

MODELL
Varios2 LUX HP
Ultraschall-Handstück mit LED
REF **E351050**
720 €*



MODELL **Prophy-Kit**
Pulverstrahlkit für
Supra-Anwendung
REF **Y1003771**

775 €*



MODELL **Perio-Kit**
Pulverstrahlkit für
Sub-Anwendung
REF **Y1003042**

825 €*

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+

Einfach alles für Sie drin: Basisset VCP mit Ultraschall und Supra-Pulverstrahlkit
+ Zusätzliches **Prophy-Kit** (supragingivale Anwendung)
+ **Perio-Kit** (subgingivale Anwendung)
+ Zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP

5.795 €*
6.700 €*

Airscaler Ti-Max S970

4+



MODELL **Ti-Max S970L**
Airscaler mit Licht
für NSK PTL Kupplung
REF **T1005**

926 €*

MODELL **Ti-Max S970KL**
Airscaler mit Licht für KaVo®
MULTiflex® LUX Kupplung
REF **T1013**

1.025 €*

MODELL **Ti-Max S970SL**
Airscaler mit Licht für Sirona®
Schnellkupplung
REF **T1015**

1.025 €*

- Titan-Airscaler mit DURACOAT®-Beschichtung
- 3-Stufen Power Control Ring
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 6.200 – 6.400 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)

IMPLANTOLOGIE ORALCHIRURGIE

Surgic Pro

Chirurgiemotor für die Implantologie und MKG-Chirurgie

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung (32.000 Lux) • Herausragende Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar
- Optional: Datenspeicherung und -output (USB) zur Dokumentation (Surgic Pro+ D)



Standardsets

MODELL **Surgic Pro non-optic**

Komplettset ohne Licht inkl.

Winkelstück SG20 (20:1)

REF **Y1003587**

2.999€*
3.300€*

MODELL **Surgic Pro optic**

Komplettset mit Licht (LED) inkl.

Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)

REF **Y1003586**

3.999€*
4.330€*

MODELL **Surgic Pro+ D**

Komplettset mit Licht (LED) und Datenspeicherung

inkl. zerlegbarem Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

REF **Y1003585**

4.299€*
4.795€*

SPARPAKET S1-A

Surgic Pro non-optic
+ 2. Winkelstück SG20 (20:1)
+ Chir.-Handstück SGS-ES (1:1)



3.350€*
4.388€*

Sparen Sie
1.038€

SPARPAKET S2-A

Surgic Pro optic
+ 2. Winkelstück X-SG20L (20:1)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)



4.650€*
6.119€*

Sparen Sie
1.469€

SPARPAKET S3-A

Surgic Pro+ D
+ 2. Chir.-Winkelstück X-DSG20L m. L. (20:1)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)



4.999€*
6.687€*

Sparen Sie
1.688€

SPARPAKET S1-B

Surgic Pro non-optic
+ Chir.-Übersetzungswinkelstück
X-SG93 (1:3)
+ Chir.-Handstück SGS-ES (1:1)



3.450€*
4.505€*

Sparen Sie
1.055€

SPARPAKET S2-B

Surgic Pro optic
+ Chir.-Übersetzungswinkelstück
X-SG93L m. L. (1:3)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)



4.650€*
6.144€*

Sparen Sie
1.494€

SPARPAKET S3-B

Surgic Pro+ D
+ Chir.-Übersetzungswinkelstück
X-SG93L m. L. (1:3)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)



4.999€*
6.609€*

Sparen Sie
1.610€

SPARPAKET S1-C

Surgic Pro non-optic
+ iSD900 Prothetikschauber



3.550€*
4.840€*

Sparen Sie
1.290€

SPARPAKET S2-C

Surgic Pro optic
+ iSD900 Prothetikschauber



4.650€*
5.870€*

Sparen Sie
1.220€

SPARPAKET S3-C

Surgic Pro+ D
+ iSD900 Prothetikschauber



4.999€*
6.335€*

Sparen Sie
1.336€

iSD900

Kabelloser Prothetikschauber mit Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

MODELL **iSD900**
Prothetikschauber
REF **Y1001358**

1.295€*
1.540€*



IMPLANTOLOGIE ORALCHIRURGIE

VarioSurg 3

Leistungsstarkes Ultraschall-Chirurgiesystem mit LED

SPARPAKET V1

VarioSurg 3 inkl. LED-Handstück + 2. LED-Handstück

5.999 €*
8.003 €*

Sparen Sie 2.004 €



3) Zur Kopplung mit Surgic Pro ist entweder das SG Link Set oder iCart Duo in Verbindung mit dem Link-Kabel erforderlich. VarioSurg 3 kann mit allen Surgic Pro Modellen gekoppelt werden.

- Höchste Schneideffizienz
- Schlankes, federleichtes LED-Handstück
- Riesiges Aufsatzsortiment
- Koppelbar mit Implantologiemotor Surgic Pro
- Umfangreiche Ausstattung

MODELL VarioSurg 3

Komplettsset inkl. Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette
REF Y1002726

6.150 €*

MODELL VarioSurg 3 non-FT³⁾

Komplettsset ohne Fußschalter zur Kopplung mit Surgic Pro inkl. Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette
REF Y1002248

5.350 €*



Surgic Pro+ × VarioSurg 3

SPARPAKET S4+

Surgic Pro+ D + 2. Licht-Motor mit Motorkabel + Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+

VarioSurg 3 non-FT + 2. LED-Handstück

+

Link Set

9.899 €*
15.135 €*

Sparen Sie 5.236 €

SPARPAKET S5+

Surgic Pro+ D + 2. Licht-Motor mit Motorkabel + Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+

VarioSurg 3 non-FT + 2. LED-Handstück

+

iCart Duo inkl. Link-Kabel

10.499 €*
15.722 €*

Sparen Sie 5.223 €

MODELL SG Link Set

Kopplungsset zur Verbindung von VarioSurg 3 und Surgic Pro (alle Modelle) beinhaltet: Link-Kabel und Ständer
REF Y1002729

493 €*

MODELL iCart Duo

Platzsparende, optisch ansprechende mobile Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für die Chirurgiegeräte Surgic Pro & VarioSurg 3
REF S9090

998 €*



Abbildung enthält Sonderzubehör „Fußschalterbügel“ (REF Z1027, 129 €*)

IMPLANTOLOGIE ORALCHIRURGIE

Osseo 100

Osseointegrations-Messgerät



MODELL **Osseo 100**
Osseointegrations-Messgerät
REF **Y1004175**
1.995 €*

SONDERPREIS

Beim gleichzeitigen Kauf eines Surgic Pro Standardsets** erhalten Sie den Osseo 100 zum Sonderpreis von 999 €**.

**Gilt nicht in Kombination mit Sparpaketen S1-A bis S3-C sowie S4+ und S5+.

Der Osseo 100 misst die Implantatstabilität sowie Osseointegration und gibt so eine Antwort auf die Frage, ab wann ein Implantat belastet werden kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Protokoll eine kürzere Behandlungszeit vorsieht oder es um die Behandlung von Risikopatienten geht. Der unkomplizierte Vorgang, mit dem der Implantat-Stabilitäts-Quotient (ISQ) unter Zuhilfenahme eines implantatabhängigen MultiPeg gemessen wird, ermöglicht es, die Belastungsphase des Implantats frühzeitig zu planen.

3-stufiges Verfahren



1. Der MultiPeg™ wird mit dem Implantat verbunden. Es lässt sich mühelos in das Innengewinde des Implantats einschrauben (Drehmoment ca. 6–8 Ncm).



2. Richten Sie Osseo 100 einfach auf den Magnet an der Oberseite des MultiPeg™. Nichtinvasiv, objektiv, genau und wiederholbar. Der Peg wird durch Magnetimpulse aktiviert und vibriert aufgrund der Steifigkeit im Kontaktbereich zwischen Knochen und der Oberfläche des Implantats.



3. Es wird ein ISQ-Wert erzeugt und auf dem Display angezeigt. Dieser steht für den Grad der Stabilität auf der universellen ISQ-Skala – zwischen 1 und 99. Je höher der ISQ-Wert, desto stabiler das Implantat.

MultiPeg™

32 €*



Wiederverwendbarer MultiPeg™

- Erhältlich für alle wichtigen Implantatsysteme*
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20-mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



* Es stehen verschiedene MultiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind. Sie finden eine regelmäßig aktualisierte Übersicht unter www.nsk-europe.de

Chirurgieinstrumente

MODELL **SGX-E20R**
Edelstahl-Handstück
Ohne Licht
Untersetzung 20:1
REF **HA1200001**

1.195 €*



SGX-E20R – Das Spezial-Handstück für das Einsetzen von Zygoma-Implantaten



MODELL **SG20**
Edelstahl-Winkelstück
ohne Licht
Untersetzung 20:1
REF **C1010**

678 €*



MODELL **X-SG20L**
Titan-Lichtwinkelstück
Untersetzung 20:1
REF **C1003**

974 €*



MODELL **X-DSG20L**
Titan-Lichtwinkelstück
zerlegbar
Untersetzung 20:1
REF **C1068**

1.077 €*



MODELL **X-DSG20**
Titan-Winkelstück
zerlegbar
Untersetzung 20:1
REF **C1067**

875 €*

MODELL **SGS-ES**
Mikrochirurgie-Handstück
ohne Licht
Übertragung 1:1
REF **H264**

410 €*



MODELL **X-SG65L**
Titan-Lichthandstück
Übertragung 1:1
REF **H1009**

815 €*



MODELL **X-SG65**
Titan-Handstück
ohne Licht
Übertragung 1:1
REF **H1038**

505 €*

MODELL **Z-SG45L**
Titan-Lichtwinkelstück
45° Kopfwinkel
Übertragung 1:3
REF **C1107**

1.009 €*



MODELL **Z-SG45**
Titan-Winkelstück
ohne Licht
45° Kopfwinkel
Übertragung 1:3
REF **C1108**

786 €*

MOBILE ZAHNHEILKUNDE

Jetzt Komplettpakete M1 & M2 mit rotem Licht-Winkelstück S-Max M95L & Handstück M65

Dentalone

Die mobile Dentaleinheit



Eine Steckdose genügt, um das breite Spektrum an Instrumenten und Funktionalitäten der Dentalone nutzen zu können.

Dentalone ist wie folgt ausgestattet:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- 3-Funktions-Spritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter

MODELL **Dentalone**
Mobile Dentaleinheit
REF **S9070**
10.999 €*

Die Verwandlung von einem handlichen Koffertrolley in eine komplette Dentaleinheit dauert nur Sekunden. Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen – Dentalone lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

SPARPAKET M1

Das Dentalone Sparpaket bestehend aus:
Dentalone
+ M95L (Licht-Winkelstück 1:5)
+ M65 (Handstück 1:1)



VIVA ace

Die federleichte Dentaleinheit



Mit nur 8,5kg die leichteste, so komplett ausgestattete Dentaleinheit!

VIVA ace ist wie folgt ausgestattet:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Großes Steuerungsdisplay
- Fußschalter für Motor und Scaler

MODELL **VIVA ace**
Tragbare Dentaleinheit
REF **Y1003773**
9.499 €*

SPARPAKET M2

Das VIVA ace Sparpaket bestehend aus:
VIVA ace
+ M95L (Licht-Winkelstück 1:5)
+ M65 (Handstück 1:1)



Viva Mate G5

Tragbarer Mikromotor für den mobilen Einsatz

Egal, ob als mobile Zahnarztpraxis oder mobiles Dentallabor. Diese kompakte Kombination aus Steuergerät und Mikromotor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert und ist dank seines Akkubetriebs bis zu 2 Stunden autark und ohne jeglichen Stromanschluss zu betreiben. Mit einem Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min ist er in Verbindung mit dem richtigen Hand- oder Winkelstück für alle mobilen Anwendungen ausgezeichnet geeignet. Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

MODELL **Viva Mate G5 Set**
REF **Y1002801**
1.482 €*



DENTALLABOR

Ultimate XL



- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion

**1.535 €*
Sets mit Torque-
Handstück (8,7 Ncm)**

**1.285 €*
Sets mit Compact-
Handstück (6,0 Ncm)**

Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät REF Y141495	Fußgerät REF Y141513	Tischgerät REF Y141471	Turmgerät REF Y141504
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät REF Y141496	Fußgerät REF Y141514	Tischgerät REF Y141472	Turmgerät REF Y141505
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



Volvere i7



- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



MODELL VOLVERE i7 RM

Labor-Mikromotor
REF Y1002890

**999 €*
Satz mit Torque-Handstück**

MODELL VOLVERE i7 E

mit Mikromotor Typ ISO-E, ohne Handstück
REF Y1003523

**896 €*
Satz mit Compact-Handstück**

Presto Aqua Lux

Schmierungsfree Luftturbine mit Wasserspraykühlung und LED

- Kein Detail bleibt im Dunkeln. LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten. Sie können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop. Dies erhöht die Effizienz und verringert Ermüdungserscheinungen



**1.799 €*
-1.952 €*
Satz mit LED-Licht**

MODELL PRESTO AQUA LUX

Licht-Turbine mit LED-Licht
REF Y1001151

**1.399 €*
-1.495 €*
Satz ohne LED-Licht**

MODELL PRESTO AQUA II

Turbine ohne Licht
REF Y150023

KONTAKT

Ihre NSK Europe Ansprechpartner in Deutschland und Österreich

Deutschland Nord

PLZ 20-32, 38, 49
Herr René Gron
Tel.: +49 (0)174 9100865
E-Mail: gron@nsk-europe.de

Deutschland West

PLZ 33, 40-48, 50-56,
58-59, 66-67
Herr Ronald Fork
Tel.: +49 (0)174 9308752
E-Mail: fork@nsk-europe.de

Deutschland Mitte

PLZ 34-37, 57, 60-65,
68-69, 98-99
Herr Robin Cousin
Tel.: +49 (0)173 2567210
E-Mail: cousin@nsk-europe.de

Deutschland Süd-West

PLZ 70-79, 88
Frau Katja Weigelt
Tel.: +49 (0)173 7013661
E-Mail: weigelt@nsk-europe.de

Deutschland Süd-Ost

PLZ 80-87, 89, 90-97
Frau Cindy Doll
Tel.: +49 (0)172 5375952
E-Mail: doll@nsk-europe.de

Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Vorarlberg, Tirol
Herr Ewald Stadlbauer
Tel.: +43 (0)664 5110061
E-Mail: stadlbauer@nsk-europe.de

Wien, Burgenland, Steiermark,
Kärnten, Osttirol
Herr Erwin Kornberger
Tel.: +43 (0)664 1006343
E-Mail: kornberger@nsk-europe.de

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Germany

Tel.: +49 (0)6196 77606-0
Fax: +49 (0)6196 77606-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

