

PREISLISTE

2022

NSK

Inhalt

NSK Vorteile	2
TURBINENINSTRUMENTE	3-10
NSK Kupplungen	3
Ti-Max Z / Ti-Max Z micro / S-Max / S-Max pico	4-7
Ti-Max X450	8
Pana-Max PLUS / Pana-Max2	9-10
HAND- UND WINKELSTÜCKE	12-23
Ti-Max Z / Ti-Max Z45L / nano	12-13
Ti-Max X / S-Max M	14-17
FX / EX / Ti-Max X95EX / isoE-LUX	18-23
MIKROMOTOREN	24-29
NLX nano / NLX plus / NBX / M40 XS	24-26
Luftmotoren	27
DENTALHYGIENE	30-51
Varios Combi Pro / Varios 970 / 570 / 370 / 170	30-31
Varios Ultraschallscaler-Aufsätze	32-43
Ti-Max S970 Airscaler / AS2000 Airscaler / Airscaler-Aufsätze	44-48
iProphy	49
Prophy-Mate neo / FLASH pearl / Reinigungspulver	50
Perio-Mate / Perio-Mate Pulver	51
ENDODONTIE	52-53
ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT2 / iPexII / Köpfe	52-53
Ti-Max Ti-ENDO / EX-ENDO 128	53
MOBILE ZAHNHEILKUNDE	54
Dentalone / VIVAMATE G5 / VIVA ace	54
CHIRURGIE	55-73
Surgic Pro2	55
Surgic Pro / Surgic Pro+	56-57
Chirurgie-Winkelstücke / Mikrochirurgie-Handstücke	58-61
Mikrosägen-Handstücke	62-63
Osseo 100 / iSD900	64
VarioSurg3 / VarioSurg Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze	65-73
WIEDERAUFBEREITUNG UND PFLEGE	74-79
iClave plus Sterilisator	74
iCare+ / iCare	75-76
PANA SPRAY Plus und Zubehör	77
Instrumentenständer / Mehrfachmessgerät	78-79
ZAHNTECHNIK UND LABOR	80-83
ULTIMATE XL	80-81
VOLVERE i7	81
PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II / PRESTO II	82-83
ERSATZTEILE	84-119
KONTAKT	120

Die Vorteile der NSK Produkte

NSK Lichttechnologie

Die NSK-Zellglasoptik überträgt brillante Beleuchtung, ist sehr langlebig und wird selbst durch wiederholtes Autoklavieren nicht beeinträchtigt. In Verbindung mit der NSK LED-Technologie, die tageslichtgleiches Licht produziert, ergeben sich folgende Vorteile: klarere Sicht, stärkere Ausleuchtung, längere Lebensdauer der Lichtquelle und ein höheres Maß an Sicherheit, da LEDs weniger Hitze erzeugen als Halogenlampchen.

NSK Keramik-Kugellager

Kugellager aus Keramik sind 25% härter als herkömmliche Kugellager aus Stahl, wiegen aber nur rund die Hälfte. Die Abnutzung durch Friktion ist bei Keramik-Kugellagern und den entsprechenden Kugellagerkäfigen deutlich vermindert, wodurch Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Turbinenläufer erhöht werden.

NSK Clean-Head-System

Das patentierte NSK Clean-Head-System befindet sich im Kopf vieler NSK-Instrumente. Dabei handelt es sich um einen speziellen Mechanismus zur Verhinderung der Rücksaugung von Aerosol oder Mundflüssigkeiten und kleinsten Fremdkörpern. Dies ist ein elementarer Beitrag zur Hygiene und Lebensdauer von Rotationsinstrumenten.

NSK Push-Selbstspannfutter

Das Ultra-Push-System ist der original NSK Druckknopf-Selbstspannmechanismus, der während der Rotation den Bohrergriff anzieht. Es erlaubt einfachstes Einsetzen und Entnehmen des Bohrers ohne Werkzeug. Mit zunehmender Belastung erhöht sich die Rückhaltekraft des Spannsystems.

NSK Vierfach-Wasserstrahl

Der NSK Vierfach-Wasserstrahl ist einer der effektivsten seiner Art und sorgt für optimale Kühlung des gesamten Behandlungsfeldes.

NSK Rückstoßventil

Das NSK Rückstoßventil ist in die Turbinenkupplung bzw. in den Luftmotor integriert. Dieser Mechanismus verhindert zuverlässig die Rücksaugung von Aerosol in die Wasserleitung der angetriebenen Instrumente.

Ergonomisches Design für sicheren Griff

Die Instrumente von NSK sind ergonomisch geformt und liegen auch bei längerer Benutzung angenehm in der Hand - unabhängig davon, wie groß diese ist. Titan ist dabei der ideale Werkstoff, da er die Herstellung zugleich leichter und griffiger Instrumente ermöglicht.

Kratzfeste NSK DURAGRIP-Beschichtung

Bei gleicher Kratzfestigkeit wie bei der DURACOAT-Beschichtung bietet die DURAGRIP-Oberflächenbearbeitung einen noch besseren Grip für müheloses Halten.



NSK DURACOAT-Beschichtung für Titaninstrumente

DURACOAT, eine NSK Technologie zur Oberflächenveredelung, nutzt die antiallergenen und biokompatiblen Eigenschaften von Titan, um die Langlebigkeit weiter zu verbessern und die Griffsicherheit zu erhöhen.



Autoklavierbar

Alle NSK Instrumente bieten auch bei häufiger Sterilisation Langlebigkeit und starke Leistung. Alle Instrumente können im Autoklaven bis 135° sterilisiert werden.



Thermodesinfizierbar

Zur verbesserten Infektionsvermeidung wird die Thermodesinfektion empfohlen. Entsprechend markierte NSK Instrumente können im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.



 : Instrumente mit diesem Zeichen sind mit LED ausgestattet.

NSK Kupplungen

- Rückschlagventil





Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **PTL-CL-LED P1001600 €233,-**

- Für NSK
- LED in Kupplung integriert
- massiver Titankörper

● **PTL-CL-LEDIII P1001601 €263,-**

- Für NSK mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert
- massiver Titankörper

● **KCL-LED P1005600 €330,-**

- Für KaVo® MULTIflex® LUX mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert
- massiver Titankörper

● **SCL-LED P1009600 €330,-**

- Für Sirona® Quick Kupplung mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert
- massiver Titankörper

Licht MODELL BESTELLCODE Preis

— **FM-CL-M4 P434051 €136,-**

- Für NSK
- Midwest-4-Loch

— **FM-CL-B2/B3 P432051 €136,-**

- Für NSK
- Borden-2/3-Loch



Ti-Max Z

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter

Anschluss an NSK Kupplungen



Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Mini-Kopf	●	Z800L	P1110	€873,-

- Leistung : 23 W
- Kopfgröße : ø10,8 x H 12,1 mm
- Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min



Standard	●	Z900L	P1111	€873,-
-----------------	---	--------------	--------------	---------------

- Leistung : 26 W
- Kopfgröße : ø12,5 x H 13,1 mm
- Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Mini-Kopf	●	Z800KL	P1112	€983,-

- Leistung : 21 W
- Kopfgröße : ø10,8 x H 12,1 mm
- Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min



Standard	●	Z900KL	P1113	€983,-
-----------------	---	---------------	--------------	---------------

- Leistung : 24 W
- Kopfgröße : ø12,5 x H 13,1 mm
- Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min

Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air®



Mini	●	Z800SL	P1114	€983,-
-------------	---	---------------	--------------	---------------

Standard	●	Z900SL	P1115	€983,-
-----------------	---	---------------	--------------	---------------

- Sirona Schnellkupplung



Mini	●	Z800WL*	P1120	€983,-
-------------	---	----------------	--------------	---------------

Standard	●	Z900WL*	P1121	€983,-
-----------------	---	----------------	--------------	---------------

- W&H® Roto Quick



Mini	●	Z800BL*	P1116	€983,-
-------------	---	----------------	--------------	---------------

Standard	●	Z900BL*	P1117	€983,-
-----------------	---	----------------	--------------	---------------

- Bien-Air® Unifix®

Mini-Kopf :

- Leistung : 21 W
- Kopfgröße : ø10,8 x H 12,1 mm
- Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min

Standard-Kopf :

- Leistung : 24 W
- Kopfgröße : ø12,5 x H 13,1 mm
- Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min



Ti-Max Z micro

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl
- 100°-Kopfwinkel
- Quick-Stop-Funktion
- für Kurzschaftbohrer bis 21 mm Länge

Anschluss an NSK Kupplungen



Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Micro-Kopf Z micro	PA2357		€873,-

- Leistung : 20 W
- Kopfgröße : ø9 x H 10,8 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Micro-Kopf Z micro KL	PA2358		€983,-

- Leistung : 20 W
- Kopfgröße : ø9 x H 10,8 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an Sirona® Kupplungen



Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Micro-Kopf Z micro SL	PA2359		€983,-

- Leistung : 20 W
- Kopfgröße : ø9 x H 10,8 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



S-Max M

- Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl • Einfacher Rotorwechsel

Anschluss an NSK Kupplungen



Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Mini-Kopf	●	M800L	P1253	€633,-
Mini-Kopf	—	M800	P1255	€524,-

- Leistung : 23 W
- Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



Standard-Kopf	●	M900L	P1254	€633,-
Standard-Kopf	—	M900	P1256	€524,-

- Leistung : 26 W
- Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
- Geschwindigkeit : 325.000–430.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Mini-Kopf	●	M800KL	P1257	€710,-

- Leistung : 23 W
- Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



Standard-Kopf	●	M900KL	P1258	€710,-
Standard-Kopf	—	M900K	P1259	€585,-

- Leistung : 26 W
- Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
- Geschwindigkeit : 325.000–430.000/min

Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air®

Sirona®



Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Mini-Kopf	●	M800SL	P1261	€710,-
Standard-Kopf	●	M900SL	P1262	€710,-

W&H® Roto Quick



Mini-Kopf	●	M800WL*	P1265	€710,-
Standard-Kopf	●	M900WL*	P1266	€710,-
Standard-Kopf	—	M900W	P1287	€585,-

Bien-Air® Unifix®



Mini-Kopf	●	M800BL*	P1263	€710,-
Standard-Kopf	●	M900BL*	P1264	€710,-

- Mini-Kopf :**
- Leistung : 23 W
 - Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
 - Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

- Standard-Kopf :**
- Leistung : 26 W
 - Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
 - Geschwindigkeit : 325.000–430.000/min

6 * Lichtquelle integriert
Unverbindliche Preisempfehlung, ohne MwSt.



S-Max pico

- Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl
- für Ultra-Kurzschaftbohrer bis 18,5 mm Länge

Anschluss an NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S-Max pico	P1140	€794,-

- Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S-Max pico KL	P1142	€848,-

- Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air®



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S-Max pico SL*	P1143	€848,-

- Sirona®



●	S-Max pico WLED*	P1145	€848,-
---	-------------------------	--------------	---------------

- W&H® Roto Quick • Lichtquelle integriert



●	S-Max pico BLEd*	P1144	€848,-
---	-------------------------	--------------	---------------

- Bien-Air® Unifix® • Lichtquelle integriert

- Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Bohrersortiment



MODELL	BESTELLCODE	Preis
PC1	Y1001817	€37,-

- Packung à 3 St.



PC2	Y1001818	€37,-
------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.



PC3	Y1001819	€37,-
------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.



PC4	Y1001820	€37,-
------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.



PC5	Y1001821	€37,-
------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.



PC6	Y1001822	€37,-
------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.



PC3ff	Y1002019	€37,-
--------------	-----------------	--------------

- extrafeine Körnung • Packung à 3 St.



PC4ff	Y1002020	€37,-
--------------	-----------------	--------------

- extrafeine Körnung • Packung à 3 St.



PC5ff	Y1002021	€37,-
--------------	-----------------	--------------

- extrafeine Körnung • Packung à 3 St.



PC6ff	Y1002022	€37,-
--------------	-----------------	--------------

- extrafeine Körnung • Packung à 3 St.

*Erhältlich solange der Vorrat reicht.
Unverbindliche Preisempfehlung, ohne MwSt.



Ti-Max X450

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- 45°-Winkel-Kopf • Zellglasoptik • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Dreifach-Wasserstrahlkühlung

Anschluss an NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X450L	P1078	€873,-

- Leistung : 21 W
- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X450KL	P1079	€970,-

- Leistung : 18 W
- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air®



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X450SL	P1080	€970,-

- Sirona®



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X450WLED*	P1082	€970,-

- W&H® Roto Quick



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X450BLED*	P1081	€970,-

- Bien-Air® Unifix®
- Leistung : 18 W
- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Pana-Max PLUS

- Edelstahlkörper
- Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl

Kopf Licht MODELL BESTELLCODE Preis



Mini-Kopf	—	PAP-MU M4	P1021	€378,-
------------------	---	------------------	--------------	---------------

- Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
- Midwest-4-Loch



Standard-Kopf	—	PAP-SU M4	P1022	€378,-
----------------------	---	------------------	--------------	---------------

- Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
- Geschwindigkeit : 340.000–410.000/min
- Midwest-4-Loch



Mini-Kopf	—	PAP-MU B2	P1023	€378,-
------------------	---	------------------	--------------	---------------

- Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
- Borden-2-Loch



Standard-Kopf	—	PAP-SU B2	P1024	€378,-
----------------------	---	------------------	--------------	---------------

- Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
- Geschwindigkeit : 340.000–410.000/min
- Borden-2-Loch



Pana-Max2

- Edelstahlkörper • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl

Anschluss an NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	Pana-Max2 PTL P1211		€393,-

- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm
- Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

Anschluss an KaVo® Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	Pana-Max2 KV P1212		€393,-

- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm
- Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

Direktanschluss-Modelle



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	Pana-Max2 M4 P1154		€358,-

- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm
- Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min
- Midwest-4-Loch



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	Pana-Max2 B2 P1155		€358,-

- Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm
- Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min
- Borden-2-Loch

Turbinen-/Kupplungskompatibilität je Serie

	Ti-Max Z	S-Max M	S-Max Pico	Ti-Max X450	Pana-Max2*	Ti-Max S970	Prophy-Mate neo*	Perio-Mate*
NSK LED PTL-CL-LED PTL-CL-LEDIII	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
NSK ohne Licht FM-CL-M4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
KaVo® LED KCL-LED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Sirona® LED SCL-LED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
W&H®	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bien-Air®	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midwest 4 Anschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Borden 2 Anschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Instrumente ohne Licht.



Ti-Max Z

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik
- Clean-Head-System (außer Z24L)
- Push-Selbstspannfutter
- Mikrofilter

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	Z95L	C1034	€1.251,-
---	-------------	--------------	-----------------



1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

●	Z85L	C1062	€1.251,-
---	-------------	--------------	-----------------



1:5-Übersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- * für Kurzschaftbohrer

●	Z84L	C1135	€1.251,-
---	-------------	--------------	-----------------



1:4,5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 180.000/min
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- * für Kurzschaftbohrer

●	Z25L	C1038	€801,-
---	-------------	--------------	---------------



1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

●	Z24L	C1126	€819,-
---	-------------	--------------	---------------



1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

●	Z15L	C1039	€927,-
---	-------------	--------------	---------------



4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

●	Z10L	C1040	€1.030,-
---	-------------	--------------	-----------------



16:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 2.500/min

Ti-Max Z45L

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- 45°-Winkel-Kopf
- Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	Z45L	C1064	€1.146,-
---	-------------	--------------	-----------------



1:4,2-Übersetzung

- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- max. Geschwindigkeit: 168.000/min

Ti-Max nano

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik
- Push-Selbstspannfutter (außer nano65LS)
- Clean-Head-System

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	nano95LS	C1099	€1.146,-
---	-----------------	--------------	-----------------



1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min

●	nano25LS	C1100	€782,-
---	-----------------	--------------	---------------



1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mikrofilter
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

●	nano15LS	C1101	€896,-
---	-----------------	--------------	---------------



4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mikrofilter
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

Gerades Handstück

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	nano65LS	H1048	€862,-
---	-----------------	--------------	---------------



1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- *(nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung • Zellglasoptik



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X95L	C600	€1.037,-
—	X95	C610	€792,-

1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- Keramik-Kugellager
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Anti-Erhitzungssystem
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min



●	X85L	C604	€1.037,-
—	X85	C614	€792,-

1:5-Übersetzung

- Einfach-Wasserstrahl • Mini-Kopf
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)*
- Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- * für Kurzschaftbohrer



●	X25L	C601	€764,-
—	X25	C611	€545,-

1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

Gerades Handstück



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X65L	H273	€842,-
—	X65	H274	€509,-

1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

Ti-Max X



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X15L	C602	€859,-
—	X15	C612	€600,-

4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min



●	X12L*	C606	€912,-
—	X12*	C616	€623,-

10:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min

Endodontie Winkelstück



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X35L	C620	€890,-
—	X35	C624	€593,-

10:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- Push-Selbstspannfutter
- für Handfeilen und Feilen mit Winkelstückschaft
- 60° Vorwärts-/Rückwärtsdrehung
- max. Geschwindigkeit: 4.000/min
- QF Adapter enthalten



QF Adapter	C877701	€40,-
-------------------	----------------	--------------



Ti-Max X

Prophylaxe-Winkelstücke



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X57L	C609	€648,-
—	X57	C619	€436,-

16:1-Untersetzung

- für Schraubelche und -bürsten
- Drehung um 360°
- ohne Spraykühlung
- max. Geschwindigkeit: 2.500/min



●	X55L	C608	€742,-
—	X55	C618	€545,-

4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für EVA- und Profin-Spitzen
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm
- LTA-Profin-Aufsätze nicht im Set enthalten
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

S-Max M

- Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter (außer M65)

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	M95L	C1023	€819,-
—	M95	C1026	€636,-

1:5-Übersetzung

- Vierfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Keramik-Kugellager
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min

●	M25L	C1024	€616,-
—	M25	C1027	€465,-

1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

●	M15L	C1025	€732,-
—	M15	C1028	€515,-

4:1-Untersetzung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min



Gerades Handstück

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	M65	H1008	€449,-

1:1-Übertragung

- Einfach-Wasserstrahl
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper



EX

Winkelstückköpfe für Prophylaxe



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	AR-Y (S)	C187	€47,-
<ul style="list-style-type: none"> • für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben • max. Geschwindigkeit: 5.000/min 			
—	AR-Y (K)	C188	€47,-
<ul style="list-style-type: none"> • für Kelche mit Einrastmechanismus • max. Geschwindigkeit: 5.000/min 			
—	EVA-Y	C235	€95,-
<ul style="list-style-type: none"> • für Eva-Interdental-Spitzen • Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm • max. Geschwindigkeit: 10.000/min 			

Winkelstückköpfe für Endodontie



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	MP-Y	C547	€110,-
<ul style="list-style-type: none"> • Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter • max. Geschwindigkeit: 20.000/min 			
—	MPA-Y	C548	€205,-
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss für Apexlokalisator (für langen Schaft) • Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter • max. Geschwindigkeit: 20.000/min 			
—	MPAS-Y	C882	€205,-
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss für Apexlokalisator (für kurzen Schaft) • Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter • max. Geschwindigkeit: 20.000/min 			
—	TEQ-Y	C849	€108,-
<ul style="list-style-type: none"> • 80°-Drehbewegung vor und zurück • für maschinelle Feilen (ø2,35 mm) • Push-Selbstspannfutter • max. Geschwindigkeit: 4.000/min 			
—	TEP-Y	C837	€108,-
<ul style="list-style-type: none"> • 60°-Drehbewegung vor und zurück • für Handfeilen • Push-Selbstspannfutter • max. Geschwindigkeit: 4.000/min 			

EX

Winkelstückunterteile



MODELL	BESTELLCODE	Preis
EC	C100008	€79,-
ECM	C100007	€108,-
1:1-Übertragung		
ER4	C634	€166,-
ER4M	C634002	€207,-
4:1-Untersetzung		
ER10	C635	€193,-
10:1-Untersetzung		
ER16	C636	€206,-
16:1-Untersetzung		
ER64*	C637	€233,-
64:1-Untersetzung		



EX

Typ ISO mit externer Wasserzufuhr



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

— **NAC-EC** **Y110148** **€133,-****1:1-Übertragung**

- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss
- max. Geschwindigkeit: 30.000/min

— **Sprayclip** **C032701** **€12,40**

- für NAC (optional)

Gerades Handstück



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

— **EX-6B** **H260** **€210,-****1:1-Übertragung**

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min

— **EX-5B** **H262** **€281,-****4:1-Übertragung**

- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- max. Geschwindigkeit: 10.000/min

— **Sprayclip** **H019711** **€12,40**

- für EX-6B, EX-5B (optional)

Ti-Max X

Externe Wasserzufuhr



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

— **X95EX** **C1072** **€759,-****1:5-Übertragung**

- Titankörper mit kratzfreier DURACOAT-Beschichtung
- Vierfach-Wasserstrahl • Keramik-Kugellager
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min

isoE-LUX

Lichtsonde



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **isoE-LUX** **Z1265** **€304,-**

- E-Typ Lichtmotoranschluss
- Glasfaser-Lichtleiter • Edelstahlkörper

NLX nano

Elektrischer Mikromotor, portables System



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **NLX nano S230 Y1001362 €2.503,-**

- NLX nano U (Steuergerät)
- NLX nano (Mikromotor)
- NLX CD (Kabel)
- NLAC (Wechselstromadapter 230 V)

Tragbares System, Einzelkomponenten

● **NLX nano E1044051 €1.056,-**

- nur Mikromotor NLX nano (ohne Schlauch)
- Massiver Titankörper
- autoklavierbar bis 135°C

● **NLX CD E1044061 €398,-**

- Schlauch für das portable System des Mikromotors NLX nano (2,2 m)

● **NLAC Y141135 €253,-**

- spezieller Wechselstromadapter für den Mikromotor NLX nano
- nur für das portable NLX nano System

NLX nano

Elektrischer Mikromotor, integriertes System



Integriertes System, Einzelkomponenten

Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **NLX BF Y1002122 €478,-**

- Steuermodul mit Licht und Luftfunktion für integriertes System

● **NLS-A ADP U1020050 €150,-**

- 24 V (Gleichstrom) – 32 V (Wechselstrom) Wandler für integriertes System

● **NLS-A SEL Y1001808 €188,-**

- Umschaltmodul für integriertes System

● **NLX nano E1044051 €1.056,-**

- nur Mikromotor NLX nano (ohne Schlauch)
- Massiver Titankörper • autoklavierbar bis 135°C

● **NLX nano CDB E1044066 €289,-**

- Motorschlauch für die Einbauversion des Mikromotors NLX nano (2,2 m)

● **Multi Pad Auto-Select Y1001846 €478,-**

- Multifunktions-Bedienelement für die Steuerung von NLX, NBX und Varios 170/-LUX

NLX plus

Elektrischer Mikromotor, integriertes System



Tragbares System, Einzelkomponenten

Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **NLX BF Y1002122 €478,-**

- Steuermodul mit Licht und Luftfunktion für integriertes System

● **NLS-A ADP U1020050 €150,-**

- 24 V (Gleichstrom) – 32 V (Wechselstrom) Wandler für integriertes System

● **NLS-A SEL Y1001808 €188,-**

- Umschaltmodul für integriertes System

● **NLX plus E1040051 €1.258,-**

- nur Mikromotor NLX plus (ohne Schlauch)
- Massiver Titankörper • autoklavierbar bis 135°C

● **NLX plus CD E1040062 €289,-**

- Motorschlauch für die Einbauversion des Mikromotors NLX plus (2,2 m)

● **Multi Pad Auto-Select Y1001846 €478,-**

- Multifunktions-Bedienelement für die Steuerung von NLX, NBX und Varios 170/-LUX

NBX

Elektrischer Mikromotor, integriertes System



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● **NBX iMD Komplettsset Y1002845 €1.268,-**

- iMD BS (Steuermodul) • NBX (Mikromotor)
- NBX CDB (Kabel)

Integriertes System, Einzelkomponenten

● **iMD BS Y1002847 €344,-**

- Steuermodul für das integrierte System

● **iMD SEL Y1002848 €188,-**

- Umschaltmodul für integriertes System

● **NBX E1059051 €764,-**

- nur Mikromotor (ohne Schlauch)
- Massiver Titankörper

● **NBX CDB E1059061 €254,-**

- Motorschlauch für die Einbauversion des Mikromotors NBX

● **Multi Pad Auto-Select Y1001846 €478,-**

- Multifunktions-Bedienelement für die Steuerung von NLX, NBX und Varios 170/-LUX



NBX

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	NBX	E1059051	€764,-
—	NBX N	E1074051	€630,-
●	NBX CDB	E1059061	€254,-
—	NBX N CDB	E1074061	€214,-

- Max. 40.000/min
- Ultrakompakt und leicht massiver Titankörper
- Minimale Hitzeerzeugung

- Weitere Motorschläuche für Sirona®, KaVo®, etc.auf Anfrage erhältlich.

M40 XS

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	M40 XS	E1135051	€848,-
—	M40N XS	E1136051	€582,-
●	M40-CD	S900100	€254,-

- ruhiger, sanfter Lauf von 60 bis 40.000/min
- minimale Wärmeentwicklung
- kompakter, leichter kernloser Mikromotor

- Weitere Motorschläuche für Sirona®, KaVo®, etc.auf Anfrage erhältlich.

Ti-Max X205L

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	X205L	M1013	€794,-

- LED Luft-Motor • 32.000 LUX
- 360-Grad-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfesten DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

DynaLED M205LG

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	M205LG M4	M1018	€1.011,-
●	M205LG B2	M1019	€1.011,-

- LED Luft-Motor mit Micro Power Generator
- 25.000 LUX • Rücksaugstopp • Midwest-4-Loch
- max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10%

- LED Luft-Motor mit Micro Power Generator
- 25.000 LUX • Rücksaugstopp • Borden-2-Loch
- max. Geschwindigkeit: 25.000/min ±10%

S-Max M205

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	M205	M1007	€414,-

- Edelstahlkörper • Rücksaugstopp • Midwest-4-Loch
- max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10%

FX205m

Typ ISO mit externer Wasserzufuhr



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	FX205m M4 M1005		€316,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlkörper • Midwest-4-Loch • max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10% 		
—	FX205m B2 M1006		€316,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlkörper • Borden-2-Loch • max. Geschwindigkeit: 25.000/min ±10% 		

FX205m Luftmotorenset

Typ ISO mit externer Wasserzufuhr



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	FX205m M4 Set Y1002752		€711,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Midwest-4-Loch 		
—	FX205m B2 Set Y1002753		€711,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Borden-2-Loch 		
	Inhalt <ul style="list-style-type: none"> • Luftmotor (FX205m) • Gerades Handstück (FX65m) • Winkelstück (FX25m) 		

Varios Combi Pro

Komplettsset

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

- **Varios Combi Pro Basic Set** **Y1002843** €4.646,-

Inhalt

- PROPHY Handstück mit 60°-Düse
- PROPHY-Handstückschlauch
- PROPHY-Pulverkammer
- FLASH pearl Prophylaxepulver (5 Sticks à 15 g)
- Wartungskit • Varios2 LUX Ultraschall-Handstück
- Varios2 LUX Handstückschlauch
- 3 Ultraschall-Aufsätze
- Sterilisationsbox
- Varios Combi Pro Kühlmittelflasche (400 ml)
- Multifunktions-Fußsteuerung

Pulverstrahl-Kits für Varios Combi Pro (optional)



MODELL BESTELLCODE Preis

- **Varios Combi Pro Perio Set (subgingivales Pulverstrahl-Kit)** **Y1003042** €876,-

Inhalt

- PERIO-Handstück
- PERIO-Handstückschlauch
- PERIO-Pulverkammer
- Perio-Mate Düsen Spitzen-Entferner
- Perio-Mate Düsen Spitzen (40 St.)
- Perio-Mate Powder



- **Varios Combi Pro Prophy Set (supragingivales Pulverstrahl-Kit)** **Y1003771** €822,-

Inhalt

- PROPHY-Handstück
- PROPHY-Handstückschlauch
- PROPHY-Pulverkammer
- 5 x 15 g Beutel FLASH pearl Reinigungspulver

Zubehör Varios Combi Pro



MODELL BESTELLCODE Preis

- **iCart Prophy** **S9095** €960,-

- Abmessungen : B 450 x T 380 x H 660 - ca. 900 mm
- Gewicht : 21 kg

Varios 970

Komplettssets

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

- **VA970 LUX** **Y1004161** €2.678,-
- **VA970** **Y1004160** €2.349,-

Inhalt

- Steuergerät • Handstück • Handstückkabel
- 3 Scaler-Aufsätze (G4, G8, G16)
- Fußschalter (FC-70)
- 2 x Kühlmittelflaschen
- 3 x Schlüssel für den Aufsatzwechsel mit Drehmomentbegrenzer
- Wechselstromkabel
- Sterilisationskassette

Varios 570

Komplettsset

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

- **VA570 LUX** **Y1001273** €1.416,-

Inhalt

- Steuergerät mit Handstückkabel
- AC Adapter
- Handstück (mit Licht)
- Wasserfilter-Set
- Fußsteuerung (FC-70)
- 3 Scaler-Spitzen (G4, G6, G8)
- Drehmomentschlüssel

Varios 370

Komplettsset



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

- **VA370** **Y1001340** €957,-

Inhalt

- Steuergerät mit Handstückkabel
- Steuergeräthalter
- AC Adapter • Handstück (ohne Licht)
- Handstückhalter • Wasserfilter-Set
- Fußsteuerung (FC-71)
- 3 Scaler-Spitzen (G4, G6, G8)
- Drehmomentschlüssel

Varios 170

Komplettssets

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

- **VA170LUX** **Y1004145** €1.059,-
- **VA170** **Y1004144** €763,-


Inhalt

- Einbaumodul • Handstück
- Handstückkabel
- 3 Scaler-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 3 Schlüssel für den Aufsatzwechsel mit Drehmomentbegrenzer
- Sterilisationskassette

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Scaling

	MODELL	BESTELLCODE	Preis
	 G1	Z217101	€57,-
	 G1-E	Z291101	€57,-
	 G2	Z217102	€57,-
	 G2-E	Z291102	€57,-
	 G3	Z217103	€57,-
	 G3-E	Z291103	€57,-
	 G4	Z217104	€57,-
	 G4-E	Z291104	€57,-
	 G5	Z217105	€57,-
	 G6	Z217106	€57,-
	 G6-E	Z291106	€57,-
	 G7	Z217107	€57,-
	 G8	Z217108	€57,-
	 G9	Z217109	€57,-
	 G11	Z217411	€57,-
	 G12	Z217412	€57,-
	 G13	Z217413	€57,-
	 G16	Z217120	€68,-

32 *G7 erhältlich solange Vorrat reicht.
Unverbindliche Preisempfehlung, ohne MwSt.



Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Paro (Wurzelglättung)

	MODELL	BESTELLCODE	Preis
	 P1	Z217404	€61,-
	 P1D	Z217405	€81,-
			• Diamant-Beschichtung
	 P2D	Z217402	€63,-
			• Diamant-Beschichtung • rechts gebogene Spitze
	 P3D	Z217403	€63,-
			• Diamant-Beschichtung • links gebogene Spitze
	 P10	Z217410	€81,-
			• scharfkantig
	 P11R	Z217408	€81,-
			• scharfkantig • rechts gebogene Spitze
	 P11L	Z217409	€81,-
			• scharfkantig • links gebogene Spitze
	 P20	Z217420	€81,-
	 P20-E	Z291420	€81,-
	 P21R	Z217422	€81,-
	 P21R-E	Z291422	€81,-
			• rechts gebogene Spitze
	 P21L	Z217421	€81,-
	 P21L-E	Z291421	€81,-
			• links gebogene Spitze

Unverbindliche Preisempfehlung, ohne MwSt.



Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Paro (Wurzelglättung)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P25R	Z217424	€81,-
P25R-E	Z291424	€81,-

- rechts gebogene Spitze



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P25L	Z217425	€81,-
P25L-E	Z291425	€81,-

- links gebogene Spitze



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P26R	Z217426	€87,-

- scharfkantig • rechts gebogene Spitze



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P26L	Z217427	€87,-

- scharfkantig • links gebogene Spitze

Paro (Spülung und Reinigung)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P40	Z217550	€81,-

- zur Spülung (ø0,6 mm)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P41	Z217555	€81,-

- zur Spülung (ø0,8 mm)

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Erhaltungstherapie (V-Aufsatz)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V10	Z217041	€97,-

- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P10	Y900184	€35,-

- Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P12	Y1002167	€35,-

- Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P11R	Y1002165	€35,-

- rechts gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P11L	Y1002166	€35,-

- links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P26R	Y1002168	€35,-

- rechts gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V-P26L	Y1002169	€35,-

- links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- V10 Aufsatz-Halter nicht enthalten

Alle V-P-Aufsätze sind autoklavierbar bis 135°

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Endodontie

	MODELL	BESTELLCODE	Preis
	E4	Z217428	€59,-
			• für Wurzelkanalreinigung
	E4D	Z217528	€70,-
			• Diamant-Beschichtung • für Wurzelkanalerweiterung
	E5	Z217305	€59,-
			• keine Kühlung erforderlich • laterale Kondensation
	E6	Z217306	€59,-
			• keine Kühlung erforderlich • laterale Kondensation
	E7	Z217307	€59,-
			• keine Kühlung erforderlich • Entfernung von Zahnfüllungsmaterial und Fremdstoffen
	E7D	Z217317	€70,-
			• Diamant-Beschichtung • für Wurzelkanalerweiterung
	E8	Z217308	€59,-
			• keine Kühlung erforderlich • Entfernung von Zahnfüllungsmaterial und Fremdstoffen
	E8D	Z217318	€70,-
			• Diamant-Beschichtung • für Wurzelkanalerweiterung
	E15D	Z217319	€77,-
			• Diamant-Beschichtung • Zur Lokalisierung der Wurzelkanäle

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Endodontie

	MODELL	BESTELLCODE	Preis
	E11	Z217031	€95,-
			• 120° Feilenhalter • für U-Feilen (Schaft-ø0,8 mm) • für Wurzelkanalreinigung/-spülung • für Frontzähne • Feile nicht enthalten
	E12	Z217032	€95,-
			• 95° Feilenhalter • für U-Feilen (Schaft-ø0,8 mm) • für Wurzelkanalreinigung/-spülung • für Seitenzähne • Feile nicht enthalten
	U-Feile 33mm ISO 15	Y900062	€18,-
			• ISO 15 • Packung à 6 St. • Edelstahl
	U-Feile 33mm ISO 20	Y900063	€18,-
			• ISO 20 • Packung à 6 St. • Edelstahl
	U-Feile 33mm ISO 25	Y900064	€18,-
			• ISO 25 • Packung à 6 St. • Edelstahl
	U-Feile 33mm ISO 30	Y900065	€18,-
			• ISO 30 • Packung à 6 St. • Edelstahl
	U-Feile 33mm ISO 35	Y900066	€18,-
			• ISO 35 • Packung à 6 St. • Edelstahl

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Retrograde Endodontie



NSK
Satelec®

E30RD **Z217212** **€95,-**

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (rechtsgekrümmt)



NSK
Satelec®

E30LD **Z217213** **€95,-**

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (linksgekrümmt)



NSK
Satelec®

E31D **Z217210** **€95,-**

- Diamant-Beschichtung
- für Front- und Prämolaren (70°)



NSK
Satelec®

E32D **Z217211** **€95,-**

- Diamant-Beschichtung
- für Frontzähne (90°)

Restaurativ (minimale Intervention)



NSK
Satelec®

G61D **Z217601** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung



NSK
Satelec®

G62D **Z217602** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung



NSK
Satelec®

G65D **Z217605** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung



NSK
Satelec®

G66D **Z217606** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung



NSK
Satelec®

G67D **Z217607** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung



NSK
Satelec®

G68D **Z217608** **€98,-**

- Diamant-Beschichtung

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Extraktion



NSK

G95 **Z217705** **€141,-**

- TiN Beschichtung
- 0,7 mm dick
- Doppelte Schneide mit scharfen Kanten auf drei Seiten

Kondensieren



NSK
Satelec®

G21* **Z217010** **€57,-**

- keine Kühlung erforderlich
- für Frontzähne
- einschl. 3 Kappchen



NSK
Satelec®

G22* **Z217020** **€57,-**

- keine Kühlung erforderlich
- für Seitenzähne
- einschl. 3 Kappchen



Aufsatzkappchen Y140751 **€33,-**

- autoklavierbar
- für G21 und G22 (10er-Packung)

Kronenentfernung / Verschluss



NSK
Satelec®

G25* **Z217205** **€57,-**

- keine Kühlung erforderlich
- Kronenentfernung



NSK
Satelec®

G26* **Z217206** **€57,-**

- Kronenentfernung



NSK
Satelec®

G28* **Z217208** **€57,-**

- keine Kühlung erforderlich
- Amalgamkondensation

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Endodontie V-Aufsatz



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V30	Z217030	€101,-
• V-Aufsatz-Halter		
V-N50	Y900182	€33,-
• Ni-Ti Feile 17 mm • Packung à 3 St.		
V-N51	Y900183	€33,-
• Ni-Ti Feile 21 mm • Packung à 3 St.		
V-S50	Y900169	€35,-
• für Wurzelkanalspülung 17 mm • Packung à 3 St.		
V-S51	Y900170	€35,-
• für Wurzelkanalspülung 23 mm • Packung à 3 St.		
V-S52	Y900171	€35,-
• für Wurzelkanalspülung 26 mm • Packung à 3 St.		
V-S53	Y900172	€35,-
• für Wurzelkanalspülung 32 mm • Packung à 3 St.		
V-S50D	Y900173	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St. • für Wurzelkanalerweiterung 17 mm		
V-S51D	Y900174	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St. • für Wurzelkanalerweiterung 23 mm		
V-S52D	Y900175	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St. • für Wurzelkanalerweiterung 26 mm		
V-S53D	Y900176	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St. • für Wurzelkanalerweiterung 32 mm		

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Restaurativ (minimal-invasive Präparation)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V30	Z217030	€101,-
• V-Aufsatz-Halter		
V-G70	Y900118	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.		
V-G71	Y900119	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.		
V-G72	Y900120	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.		
V-G75	Y900121	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.		
V-G76	Y900122	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.		
Komplettset Aufsätze*	Y900158	€163,-
• jeweils 1 Stück		

Restaurativ (Finieren / Trimmen / Polieren)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V30	Z217030	€101,-
• V-Aufsatz-Halter		
V-G77	Y900165	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Normale Körnung • Packung à 3 St.		
V-G78	Y900166	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Feine Körnung • Packung à 3 St.		
V-G79	Y900167	€98,-
• Diamant-Beschichtung • Superfeine Körnung • Packung à 3 St.		

Restaurativ (Kariesexkavation)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V30	Z217030	€101,-
• V-Aufsatz-Halter		
V-S1	Y900161	€40,-
• Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.		
V-S3	Y900162	€40,-
• Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.		
V-S33	Y900163	€40,-
• Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.		

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

Aufsatz-Sets



NSK
Satelec

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Paro-Set A	Y900144	€288,-

- 1 x P1D, 1 x P2D, 1 x P3D, 1 x P10
- 1 x Aufsatz-Halter



NSK
Satelec

Paro-Set B	Y900145	€245,-
-------------------	----------------	---------------

- 1 x P20, 1 x P25R, 1 x P25L
- 1 x Aufsatz-Halter



NSK
Satelec

Perio-Control Starter Set	Y1002606	€155,-
----------------------------------	-----------------	---------------

- 1 x V10-Halter
- 1 x V-P11R, 1 x V-P11L, 1 x V-P12, 1 x V-P26R, 1 x V-P26L
- 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz



NSK
Satelec

Endo-Set E11	Y900146	€163,-
---------------------	----------------	---------------

- 1 Stück E11 120-Grad-Halter für vordere Zähne
- U-Feile 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 (Packung mit sechs Stück jeder Größe)
- 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz



NSK
Satelec

Endo-Set E12	Y900147	€163,-
---------------------	----------------	---------------

- 1 Stück E12 95-Grad-Halter für hintere Zähne
- U-Feile 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 (Packung mit sechs Stück jeder Größe)
- 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz



NSK
Satelec

Retro-Set	Y900149	€378,-
------------------	----------------	---------------

- je 1 x E30RD, E30LD, E31D, E32D
- 1 x Aufsatz-Halter

Varios

Ultraschallscaler-Aufsätze

5+1 Multi-Packungen



MODELL	BESTELLCODE	Preis
G1	Y900501	€283,-

- 6er Packung G1-Scaling-Aufsätze



G4	Y900502	€283,-
-----------	----------------	---------------

- 6er Packung G4-Scaling-Aufsätze



G6	Y900503	€283,-
-----------	----------------	---------------

- 6er Packung G6-Scaling-Aufsätze



G8	Y1002163	€283,-
-----------	-----------------	---------------

- 6er Packung G8-Scaling-Aufsätze



G9	Y1002164	€283,-
-----------	-----------------	---------------

- 6er Packung G9-Scaling-Aufsätze



G16	Y1003898	€340,-
------------	-----------------	---------------

- 6er Packung G16-Scaling-Aufsätze

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- 3 Stufen Power Ring
- Schwingfrequenz: 5.800 – 6.200 Hz
- Zellglasoptik
- inkl. 3 Prophylaxe-Aufsätze (S1, S2 & S3), Drehmomentschlüssel (CR-20) und Aufsatzschutz (L)

Anschluss an NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S970L	T1005	€983,-
—	S970	T1020	€806,-

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S970KL	T1013	€1.088,-

Direkter Anschluss an Sirona® Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	S970SL	T1015	€1.088,-

AS2000 Airscaler

- Schwingfrequenz: 5.600–6.000 Hz
- inkl. 3 Aufsätze (S1, S2 & S3), Drehmomentschlüssel (CR-20) und Aufsatzschutz (L)

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	AS2000 M4 T698	€414,-	
			• für Midwest-4-Loch • Gewicht : 67 g
—	AS2000 B2/3 T697	€414,-	
			• für Borden-2/3-Loch • Gewicht : 64 g



Airscaler-Aufsätze

Scaling



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S1	Z252411	€55,-
		• Aufsatz Universal



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S2	Z252413	€55,-
		• Aufsatz Sichel



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S3	Z252412	€55,-
		• Aufsatz Paro

Paro



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S10	Z252420	€81,-
		• Universal-dünn slim line



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S20	Z252441	€81,-
		• für Wurzelglättung (lang, gerade)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S21R	Z252442	€81,-
		• für Wurzelglättung (lang, rechts)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S21L	Z252443	€81,-
		• für Wurzelglättung (lang, links)

Airscaler-Aufsätze

Restaurativ (minimal-invasive Präparation)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S65D	Z252465	€107,-

- Diamant-Beschichtung mesial



S66D	Z252466	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung distal



S67D	Z252467	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung mesial



S68D	Z252468	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung distal

Restaurativ (Kronenrandpräparation)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S81D	Z252469	€107,-

- Diamant-Beschichtung



S82D	Z252462	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung



S83D	Z252461	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung



S86D	Z252460	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung



S71D	Z252471	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung mesial



S72D	Z252472	€107,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung distal

Airscaler-Aufsätze

Erhaltungstherapie (V-Aufsatz)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
S35	Z252015	€95,-

- V-Aufsatz-Halter
- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.



V-P10	Y900184	€35,-
--------------	----------------	--------------

- Packung à 3 St.
- S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



V-P12	Y1002167	€35,-
--------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.
- S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



(von oben)

V-P11R	Y1002165	€35,-
---------------	-----------------	--------------

- rechts gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



(von oben)

V-P11L	Y1002166	€35,-
---------------	-----------------	--------------

- links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
- S35-Aufsatzhalter nicht enthalten

Perio-Control Aufsatzset für Airscaler



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Perio-Control Aufsatzset für Airscaler	Y1002754	€140,-

- 1 x S35-Halter
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : je 1 Stk.
- 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz

Alle V-P-Aufsätze sind autoklavierbar bis 135°C.

Airscaler-Aufsätze

Endodontie V-Aufsatz



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

S75	Z252035	€95,-
------------	----------------	--------------

- V-Aufsatz-Halter
- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze



V-U15	Y900177	€21,-
--------------	----------------	--------------

- V-Feile 23 mm ISO 15 • Packung à 6 St.




V-U20	Y900178	€21,-
--------------	----------------	--------------

- V-Feile 23 mm ISO 20 • Packung à 6 St.



V-U25	Y900179	€21,-
--------------	----------------	--------------

- V-Feile 23 mm ISO 25 • Packung à 6 St.



V-U30	Y900180	€21,-
--------------	----------------	--------------

- V-Feile 23 mm ISO 30 • Packung à 6 St.



V-U35	Y900181	€21,-
--------------	----------------	--------------

- V-Feile 23 mm ISO 35 • Packung à 6 St.

Die auf Seite 41 aufgeführten V-G bzw. V-S-Einsätze können mit dem V-Aufsatzhalter S75 ebenfalls betrieben werden.

iProphy

Kabelloses Polierinstrument

iProphy Komplettsset



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

iProphy	Y1500015	€1.162,-
----------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- kabelloses Motorhandstück
- iFX57 Kopf
- Ladestation
- Wechselstromadapter

iProphy ohne Kopf

iProphy W/O	Y1500069	€899,-
--------------------	-----------------	---------------

Inhalt

- kabelloses Motorhandstück
- Ladestation
- Wechselstromadapter

iFX57	C1102	€262,-
--------------	--------------	---------------

- Kopf für Einschraubpolierer

PR-F	H209	€197,-
-------------	-------------	---------------

- Adapter für DPA (Disposable Prophy Angles/ Einmal-Prophylixeköpfe)



Prophy-Mate neo

Luftbetriebenes Zahnpoliturssystem



MODELL	BESTELLCODE	Preis
NSK PMNG-PTL-P	Y135029	€886,-
KaVo® PMNG-KV-P	Y135030	€928,-
Sirona® PMNG-SR-P	Y135031	€928,-
W&H® PMNG-WH-P	Y135032	€928,-
Bien-Air® PMNG-BA-P	Y135033	€928,-
M4 PMNG-M4-P	Y135034	€886,-
B2 PMNG-B2-P	Y135035	€886,-

Inhalt

- Handstück mit 60°-Düse • Ersatzdüse mit 80°-Winkel
- 5 x 15 g Beutel FLASH pearl Reinigungspulver
- Umfangreiches Zubehör inkl. Wartungskit

FLASH pearl



MODELL	BESTELLCODE	Preis
FLASH pearl	Y900693	€151,-

- Enthält 100 Beutel à 15 g
- durchschnittliche Partikelgröße 54 µm



FLASH pearl (4 x 300 g-Flaschen)	Y900698	€83,-
--	----------------	--------------

- Mit komfortabler Dosierkappe
- Karton à 4 Flaschen
- durchschnittliche Partikelgröße 54 µm

Reinigungspulver



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Reinigungspulver	Y900052	€141,-

- Enthält 100 Beutel à 12 g
- durchschnittliche Partikelgröße 73 µm



Perio-Mate

Biofilm Eraser



MODELL	BESTELLCODE	Preis
NSK PER-PTL-P	Y1002654	€1.037,-
KaVo® PER-KV-P	Y1002655	€1.092,-
Sirona® PER-SR-P	Y1002656	€1.092,-
W&H® PER-WH-P	Y1002657	€1.092,-
Bien-Air® PER-BA-P	Y1002658	€1.092,-
M4 PER-M4-P	Y1002659	€1.037,-
B2 PER-B2-P	Y1002660	€1.037,-

Inhalt

- Handstück • Düsen Spitze (40 St.)
- Umfangreiches Zubehör inkl. Wartungskit
- Perio-Mate Powder 1 x 160 g

Düsen Spitze



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Perio Mate Düsen Spitze	Y1002741	€84,-

- Packung à 40 St.

Perio Mate Pulver



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Perio Mate Pulver	Y900938	€67,-

- Inhalt : 2 Flaschen à 160 g
- durchschnittliche Partikelgröße 25 µm



ENDO-MATE TC2

Komplettsets



ENDO-MATE TC2 Komplettsatz

MODELL	BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE TC2	Y1001027	€1.197,-

- Inhalt**
- MP-F16R Kopf • ENDO-MATE TC2 Motor
 - Ladegerät

ENDO-MATE TC2 Komplettsatz MPA

MODELL	BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE TC2 MPA	Y1001028	€1.296,-

- Inhalt**
- MPA-F16R Kopf • ENDO-MATE TC2 Motor
 - Ladegerät

ENDO-MATE TC2 ohne Kopf*

MODELL	BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE TC2 W/O	Y1001316	€913,-

- Inhalt**
- ENDO-MATE TC2 Motor • Ladegerät
- *zur Kombination mit nebenstehenden Köpfen

ENDO-MATE DT2

Komplettsets



ENDO-MATE DT2 mit 20:1-Kopf

MODELL	BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE DT2	Y1004230	€1.296,-

- Inhalt**
- Steuergerät • Motorhandstück mit Kabel
 - Kopf MP-F20R (20:1-Untersetzung)
 - Handstückablage • Wechselstromadapter

ENDO-MATE DT2 ohne Kopf

MODELL	BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE DT2 W/O	Y1004231	€1.010,-

- Inhalt**
- Steuergerät • Motorhandstück mit Kabel
 - Handstückablage • Wechselstromadapter
- *zur Kombination mit nebenstehenden Köpfen

iPexII

Komplettsatz



MODELL	BESTELLCODE	Preis
iPexII Komplettsatz	Y1002208	€848,-

- Inhalt**
- Steuergerät • iPexII Messkabel (1,8 m)
 - iPexII Feilen-Clip (3 St.) • Lippenhaken (3 St.)
 - AAA Mangan-Trockenbatterien (3 St.) • iPexII Tester

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT2 Köpfe

Köpfe



MODELL	BESTELLCODE	Preis
○ MP-F20R	Y110044	€296,-

● MP-F16R	Y110096	€296,-
● MP-F10R	Y110048	€277,-

20:1- / 16:1- / 10:1-Untersetzung

- Mini-Kopf • Für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter

○ MPAS-F20R	Y110046	€390,-
● MPAS-F16R	Y110098	€390,-

20:1- / 16:1-Untersetzung

- Anschluss für Apexlokalisator (mit kurzem Schaft)
- Mini-Kopf • Für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter

Die neben den einzelnen Modellen angezeigten Symbole geben das Untersetzungsverhältnis des Kopfes an.

- Weiß = 20:1-Untersetzung
- Grau = 16:1-Untersetzung
- Blau = 10:1-Untersetzung

Ti-Max Ti-ENDO



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Ti-ENDO	C589	€780,-

128:1-Untersetzung

- 4-stufige Drehmomenteinstellung (0,25; 0,5; 1,0; 3,0 Ncm)
- Massiver Titankörper
- für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Drehung um 360°

EX-ENDO 128



MODELL	BESTELLCODE	Preis
EX-ENDO 128	C592	€491,-

128:1-Untersetzung

- Kompaktes, leichtes Instrument
- für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Drehung um 360°



Dentalone

Komplettsset



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Dentalone	S9070	€11.669,-
Inhalt		
<ul style="list-style-type: none"> • Tragekoffer • Cartgerät • Frischwassertank • Abwassertank • integrierter Kompressor • integrierte Saugpumpe • variable Fußsteuerung • Ausfahrbares Arztelement inkl. Ablagefläche 		

VIVA ace

Komplettsset



MODELL	BESTELLCODE	Preis
VIVA ace 230 Komplettsset	Y1003773	€10.078,-
Inhalt		
<ul style="list-style-type: none"> • VIVA ace 230 Basisset • VIVA ace Motorkit • VIVA ace Scalerkit 		

VIVAMATE G5

Komplettsset

LED



MODELL	BESTELLCODE	Preis
VIVAMATE G5 230 V SET	Y1002801	€1.572,-
Inhalt		
<ul style="list-style-type: none"> • Steuergerät • Motorablage • Motor inkl. Schlauch • Netzstecker • Netzkabel • Tragekoffer 		
FC-76M	Z1082002	€85,-
<ul style="list-style-type: none"> • Fußsteuerung für VIVAMATE G5 (optional) 		

Surgic Pro2

Komplettsset

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	Surgic Pro2 OPT	Y1004195	€4.460,-
Inhalt			
<ul style="list-style-type: none"> • Steuergerät • SGL80M LED-Mikromotor • FC-81 kabellose Fußsteuerung • X-SG20L Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung) • Kühlmittelschläuche (3 St. und weiteres Zubehör) 			

Surgic Pro2 Komplettsset ohne Licht mit SG20 Winkelstück

●	Surgic Pro2 NON-OPT	Y1004196	€3.399,-
Inhalt			
<ul style="list-style-type: none"> • Steuergerät • SG80M Mikromotor • FC-81 kabellose Fußsteuerung • SG20 Winkelstück (20:1 Untersetzung) • Kühlmittelschläuche (3 St. und weiteres Zubehör) 			

Mikromotoren für Surgic Pro2

LED



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	SGL80M	Y1004211	€1.941,-
—	SG80M	Y1004212	€1.272,-

Zubehör Surgic Pro2



MODELL	BESTELLCODE	Preis
FC-81	Z1401	€873,-
<ul style="list-style-type: none"> • kabellose Fußsteuerung für Surgic Pro 		
Link Stand 2	Z1452	€352,-
Link Module	Z1402	€269,-
ES-SC	S900040	€165,-
<ul style="list-style-type: none"> • Sterilisationskassette (Optional) • Abmessungen : B 281 x T 171,5 x H 47 (mm) 		
Transportkoffer Surgic Pro 2	Y1004219	auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> • Transportkoffer (Optional) • Abmessungen : B 534 x T 427 x H 207 (mm) 		
iCart Duo	S9090	€1.059,-
<ul style="list-style-type: none"> • iCart DUO (Optional) • Abmessungen : H 101,65 cm • Gewicht : 16,5 kg 		

Surgic Pro / Surgic Pro+

Komplettset

(LED)



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	Surgic Pro OPT-D	Y1003585	€4.428,-
---	-------------------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- Steuergerät mit Datensicherung
- SGL70M LED-Mikromotor • FC-78 Fußsteuerung
- X-DSG20L zerlegbares Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

●	Surgic Pro OPT	Y1003586	€4.119,-
---	-----------------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- Steuergerät ohne Datensicherung
- SGL70M LED-Mikromotor • FC-78 Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

—	Surgic Pro NON-OPT	Y1003587	€3.089,-
---	---------------------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- Steuergerät ohne Datensicherung
- SG70M Mikromotor ohne Licht
- FC-78 Fußsteuerung
- SG20 Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

Mikromotoren für Surgic Pro

(LED)



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

●	SGL70M	E1023	€1.941,-
---	---------------	--------------	-----------------

—	SG70M	E1025	€1.272,-
---	--------------	--------------	-----------------

- Massivtitankörper • mit 2 m Schlauch

Zubehör Surgic Pro



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

FC-78	Z1102	€873,-
--------------	--------------	---------------

- Fußsteuerung • mit 2 m Kabel

Bügelset	Z1027	€137,-
-----------------	--------------	---------------

- Bügelset (Optional)

VarioSurg3 Link Set	Y1002729	€523,-
----------------------------	-----------------	---------------

- SG Link-Stand • SG Link-Kabel

Zubehör für Surgic Pro



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

ES-SC	S900040	€165,-
--------------	----------------	---------------

- Sterilisationskassette (Optional)
- Abmessungen : B 281 x T 171,5 x H 47 (mm)

iCart Duo	S9090	€1.059,-
------------------	--------------	-----------------

- iCart DUO (Optional)
- Abmessungen : H 101,65 cm
- Gewicht : 16,5 kg

Transportkoffer Surgic Pro	Y1001952	auf Anfrage
-----------------------------------	-----------------	-------------

- Transportkoffer (Optional)
- Abmessungen : B 534 x T 427 x H 207 (mm)



Chirurgie-Winkelstücke

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

- | | | | |
|---|-----------|-------|----------|
| ● | X-DSG20Lh | C1076 | €1.251,- |
| — | X-DSG20h | C1075 | €1.037,- |



20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Sechseck-Spannsystem
- Doppeldichtungs-System
- max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

- | | | | |
|---|----------|-------|----------|
| ● | X-DSG20L | C1068 | €1.142,- |
| — | X-DSG20 | C1067 | €928,- |



20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System
- max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

- | | | | |
|---|---------|-------|----------|
| ● | X-SG20L | C1003 | €1.033,- |
|---|---------|-------|----------|



20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System
- max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

- | | | | |
|---|------------|-------|----------|
| ● | nanoSG20LS | C1103 | €1.076,- |
|---|------------|-------|----------|



20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System
- max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

- | | | | |
|---|------|-------|--------|
| — | SG20 | C1010 | €719,- |
|---|------|-------|--------|



20:1-Untersetzung

- Edelstahlkörper • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System
- max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

- | | | | |
|---|---------|-------|----------|
| ● | X-SG93L | C1004 | €1.060,- |
|---|---------|-------|----------|



- | | | | |
|---|--------|-------|--------|
| — | X-SG93 | C1007 | €844,- |
|---|--------|-------|--------|

1:3-Übersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Zellglasoptik (X-SG93L) • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Externe Kühlung
- max. Geschwindigkeit : 120.000/min

Chirurgie-Winkelstücke

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

- | | | | |
|---|---------|-------|--------|
| ● | X-SG25L | C1011 | €710,- |
|---|---------|-------|--------|



1:1-Übertragung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Zellglasoptik • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Externe Kühlung
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min

Gerades Handstück

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

- | | | | |
|---|---------|-------|--------|
| ● | X-SG65L | H1009 | €864,- |
|---|---------|-------|--------|



1:1-Übertragung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Zellglasoptik (X-SG65L) • Clean-Head-System
- Externe Kühlung
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min

- | | | | |
|---|---------|-------|----------|
| ● | Z-SG45L | C1107 | €1.070,- |
|---|---------|-------|----------|



- | | | | |
|---|--------|-------|--------|
| — | Z-SG45 | C1108 | €834,- |
|---|--------|-------|--------|

1:3-Übersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Zellglasoptik (Z-SG45L)
- Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Externe Kühlung • für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm / 20-25 mm)
- Anti-Erhitzungssystem • DLC-Beschichtung
- max. Geschwindigkeit : 120.000/min

- | | | | |
|---|-----------|---------|--------|
| ● | SGM-ER20i | Y110127 | €541,- |
|---|-----------|---------|--------|



20:1-Untersetzung

- max. Geschwindigkeit : 2.000/min
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- Schraubenschlüssel zum Befestigen und Lösen des Kopfes

- | | | | |
|---|------------|---------|--------|
| ● | SGMS-ER20i | Y110147 | €640,- |
|---|------------|---------|--------|



20:1-Untersetzung

- Mit Tiefenstoppfunktion
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- inkl. 2 Tiefenstopper, Schraubenschlüssel zum Befestigen und Lösen des Kopfes, Längenmesser

Chirurgie-Winkelstücke

Köpfe



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

SGM-I **C293** **€164,-**

Ultra-Minikopf mit Schnappverschluss



SGMS-I **C594** **€262,-**

Mit Tiefenmessfunktion

Winkelstück



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

ER16i **C628** **€378,-**

Winkelstück mit 16:1-Untersetzung



ER20i **C629** **€378,-**

Winkelstück mit 20:1-Untersetzung

Zygoma-Handstück



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

SGX-E20R **HA1200** **€1.268,-**

Handstück mit 20:1-Untersetzung

20:1-Übersetzung

- abgewinkeltes Handstück speziell für Eingriffe und Implantationen im Jochbein
- für Werkzeuge mit Winkelstückschaft (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min

Mikrochirurgie-Handstücke

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
-------	--------	-------------	-------

— **SGS-ES** **H264** **€435,-**

1:1-Übertragung

- Gerades Handstück
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min



— **SGS-E2S** **H266** **€876,-**

1:2-Übersetzung

- Gerades Handstück
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 80.000/min



— **SGA-ES** **H263** **€590,-**

1:1-Übertragung

- Handstück mit 20°-Winkel
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min



— **SGA-E2S** **H265** **€950,-**

1:2-Übersetzung

- Handstück mit 20°-Winkel
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 80.000/min



Mikrosägen-Handstücke



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	SGR2-E	SH162	€1.162,-

3:1-Untersetzung

- 1,8 mm Hin- und Herbewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.600/min



—	SGO2-E	SH164	€1.572,-
---	---------------	--------------	-----------------

3:1-Untersetzung

- 17° Pendelbewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.800/min



—	SGT2-E	SH163	€1.458,-
---	---------------	--------------	-----------------

3:1-Untersetzung

- 3° Schwingende Bewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.600/min

SGR2-E Sägeblätter für Hin- und Herbewegung


MODELL	BESTELLCODE	Preis
SGR-1	Y900072	€252,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm
- 10er-Packung Sägeblätter



SGR-2	Y900073	€270,-
--------------	----------------	---------------

- Sägeblattstärke: 0,35 mm
- 10er-Packung Sägeblätter




SGR-3	Y900074	€286,-
--------------	----------------	---------------

- Sägeblattstärke: 0,35 mm
- 10er-Packung Sägeblätter

SGO2-E Sägeblätter für Pendelbewegung


MODELL	BESTELLCODE	Preis
SGO-1	H174034	€40,-

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt



SGO-2	H174044	€40,-
--------------	----------------	--------------

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt



SGO-3	H174031	€40,-
--------------	----------------	--------------

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt



SGO-4	H174041	€40,-
--------------	----------------	--------------

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt



SGO-5	H174032	€40,-
--------------	----------------	--------------

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • einzelnes Sägeblatt



SGO-6	H174042	€40,-
--------------	----------------	--------------

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • einzelnes Sägeblatt

Mikrosägen-Handstücke

SGT2-E Sägeblätter für schwingende Bewegung


MODELL	BESTELLCODE	Preis
SGT-1	Y900075	€252,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm
- 10er-Packung Sägeblätter



SGT-2	Y900076	€270,-
--------------	----------------	---------------

- Sägeblattstärke: 0,35 mm
- 10er-Packung Sägeblätter

Osseo 100 / Osseo 100+

System zur Messung der Implantatstabilität



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Osseo 100	Y1004175	€2.117,-

Inhalt

- Osseo 100 • MultiPeg Eindreher
 - Netzadapter und Stecker
- MultiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

Osseo 100+	Y1004176	€2.431,-
-------------------	-----------------	-----------------

Bluetooth Verbindung mit Surgic Pro2

Inhalt

- Osseo 100+ • MultiPeg Eindreher
 - Netzadapter und Stecker
- MultiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MultiPeg	div.	€34,-
-----------------	-------------	--------------

MultiPegs sind je nach Implantattyp unterschiedlich. Bitte wählen Sie den passenden MultiPeg für Ihr/e Implantatsystem/e anhand der stets aktualisierten Liste unter www.nsk-europe.de aus.

iSD900

Komplettset



MODELL	BESTELLCODE	Preis
iSD900	Y1001358	€1.634,-

Inhalt

- iSD900 Motor • iSD-HP (Winkelstückaufsatz)
- Ladegerät • Drehmoment-Kalibrierer
- Ein/Aus-Schaltthebel

Zubehör



MODELL	BESTELLCODE	Preis
iSD-HP	C1060	€496,-

VarioSurg 3

Komplettsets

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● VarioSurg3	Y1002726	€6.525,-
---------------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- Steuereinheit • Handstück mit Licht (2 m Kabel)
- FC-78 Fußsteuerung • Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (5 Stück) und diverse Accessoires
- Basic H-S Set (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

VarioSurg3 Komplettset ohne Fußschalter

● VarioSurg3 Non FT	Y1002248	€5.676,-
----------------------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- Steuereinheit • Handstück mit Licht (2 m Kabel)
- Sterilisationskassette • Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (5 Stück) und diverse Accessoires
- Basic H-S Set (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Handstück

LED



Licht MODELL BESTELLCODE Preis

● VS3-LED-HPSC	E1133	€1.966,-
-----------------------	--------------	-----------------

- mit 2 m Kabel

Zubehör



MODELL BESTELLCODE Preis

FC-78	Z1102003	€997,-
--------------	-----------------	---------------

- Fußsteuerung • mit 2 m Kabel

VA-SG-CASE	Z313102	€188,-
-------------------	----------------	---------------

- Sterilisationskassette
- Abmessungen : B 281 x T 171,5 x H 47 (mm)

Transportkoffer VarioSurg3	Y1001952	auf Anfrage
-----------------------------------	-----------------	--------------------

- Transportkoffer (Optional)
- Abmessungen : B 534 x T 427 x H 207 (mm)

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Knochenchirurgie

150%



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG1	Z305101	€164,-

- H-SG1** **Z305151** **€164,-**
- TiN-Beschichtung
 - Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
 - Fünf Zähne, 0,6 mm dick



SG1A	Z305138	€184,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



SG2R	Z305102	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



SG2L	Z305103	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

150%



SG8	Z305109	€164,-
------------	----------------	---------------

- H-SG8** **Z305155** **€164,-**
- TiN-Beschichtung
 - Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
 - Drei Zähne, 0,6 mm dick



SG8A	Z305139	€184,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

150%



H-SG8R	Z305156	€164,-
---------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

150%



H-SG8L	Z305157	€164,-
---------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

150% Aufsätze mit dieser Kennzeichnung können bis zu einer Leistungseinstellung von 150% betrieben werden.

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Knochenchirurgie



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG14R	Z305122	€164,-

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



SG14L	Z305123	€164,-
--------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



SG19	Z305135	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3 mm von der Spitzenfront aus
- Fünf Zähne, 0,8 mm dick



SG30	Z305137	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Scharfkantig
- 0,5 mm dick



SG58	Z305141	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



SG68	Z305143	€164,-
-------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Markierung 2 und 4 mm von der Spitzenfront aus (einseitig)
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

Schaber



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG3	Z305104	€164,-

- TiN-Beschichtung
- Dreiseitige Kantenspatelspitze



SG4	Z305105	€164,-
------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Kantenspatelspitze



SG5	Z305106	€164,-
------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Runde Kantenspatelspitze

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Extraktion



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG17	Z305132	€143,-

- TiN-Beschichtung
- 0,7 mm dick



SG18R	Z305133	€164,-
--------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Rechts abgewinkelte Spitze*
- 0,7 mm dick



SG18L	Z305134	€164,-
--------------	----------------	---------------

- TiN-Beschichtung
- Links abgewinkelte Spitze*
- 0,7 mm dick

Sinuslift



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG6D	Z305107	€114,-

- Diamant-Beschichtung



SG7D	Z305108	€114,-
-------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung

Sinustransmembran-Ablosung



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG9	Z305110	€114,-

- Elevator, konvex, kreisförmig, flach
- Bei 90° abgewinkelt



SG10	Z305111	€114,-
-------------	----------------	---------------

- Elevator, konvex, kreisförmig, flach
- Bei 135° abgewinkelt



SG11	Z305112	€114,-
-------------	----------------	---------------

- Konischer Kompressor

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Interner Sinuslift



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SCL1	Z305170	€173,-

- interne Kühlung



SCL1D	Z305171	€215,-
--------------	----------------	---------------

- interne Kühlung
- Diamant-Beschichtung



SCL2D	Z305182	€215,-
--------------	----------------	---------------

- interne Kühlung
- Diamant-Beschichtung



SCL3	Z305172	€173,-
-------------	----------------	---------------

- interne Kühlung



SCL3D	Z305173	€215,-
--------------	----------------	---------------

- interne Kühlung
- Diamant-Beschichtung



SCL4D	Z305184	€215,-
--------------	----------------	---------------

- interne Kühlung
- Diamant-Beschichtung



SCL5	Z305174	€173,-
-------------	----------------	---------------

- interne Kühlung



SCL5D	Z305175	€215,-
--------------	----------------	---------------

- interne Kühlung
- Diamant-Beschichtung

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Implantatvorbereitung



MODELL	BESTELLCODE	Preis
SG15A	Z305124	€164,-

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,7 mm



SG15B	Z305125	€164,-
--------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm



SG15C	Z305126	€164,-
--------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,9 mm



SG15D	Z305127	€164,-
--------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm



SG16A	Z305128	€164,-
--------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- diamantiert; Durchmesser: 2,0 mm



SG16B	Z305129	€164,-
--------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- diamantiert; Durchmesser: 2,6 mm

Scaling



MODELL	BESTELLCODE	Preis
G1-S	Z305113	€78,-

Parodontologie



MODELL	BESTELLCODE	Preis
P20-S	Z305114	€114,-

- gerader Aufsatz



P25R-S	Z305115	€114,-
---------------	----------------	---------------

- rechtsgebogener Aufsatz*



P25L-S	Z305116	€114,-
---------------	----------------	---------------

- linksgebogener Aufsatz*

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Implantaterhaltung



MODELL	BESTELLCODE	Preis
V10-S	Z305117	€97,-

- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.



V-P10	Y900184	€35,-
--------------	----------------	--------------

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



V-P12	Y1002167	€35,-
--------------	-----------------	--------------

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



V-P11R	Y1002165	€35,-
---------------	-----------------	--------------

- rechtsgebogen* • Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



V-P11L	Y1002166	€35,-
---------------	-----------------	--------------

- linksgebogen* • Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten

Retrograde Endodontie



MODELL	BESTELLCODE	Preis
E30RD-S	Z305118	€104,-

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (rechtsgekrümmt)



E30LD-S	Z305119	€104,-
----------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (linksgekrümmt)



E31D-S	Z305120	€104,-
---------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- für Front- und Prämolaren (70°)



E32D-S	Z305121	€104,-
---------------	----------------	---------------

- Diamant-Beschichtung
- für Frontzähne (90°)

VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

Aufsatz-Sets



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Basic H-S Set	Y1002775	€834,-

- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Aufsatzhalter



Bone Cut Set	Y900688	€768,-
---------------------	----------------	---------------

- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Aufsatzhalter



Sinus Lift Set	Y900689	€785,-
-----------------------	----------------	---------------

- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Aufsatzhalter



Endo-S Set	Y900691	€494,-
-------------------	----------------	---------------

- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Aufsatzhalter



Implantat Vorbereitung Set	Y900774	€653,-
-----------------------------------	----------------	---------------

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Aufsatzhalter

MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

Interner Sinuslift Set für Normalimplantat	Y1002841	€604,-
---	-----------------	---------------

- SCL1D, SCL2D, SCL1
- VS-Aufsatzschlüssel
- Aufsatzhalter
- Gebrauchsanweisung



Interner Sinuslift Set für große Implantate	Y1002842	€819,-
--	-----------------	---------------

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
- VS-Aufsatzschlüssel
- Aufsatzhalter
- Gebrauchsanweisung



iClave plus Sterilisator

Komplettsset

EN13300-Klasse B



MODELL	BESTELLCODE	Preis
iClave plus	Y1003077	€5.782,-

OPTIONALES ZUBEHÖR



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Demineralisierungseinheit	Z1284	€1.509,-



Barcode Etikettendrucker	Z1281	€578,-
---------------------------------	--------------	---------------



Siegelgerät Newseal	Z1279	€688,-
----------------------------	--------------	---------------



MODELL	BESTELLCODE	Preis
USB WiFi Kit	599011	€295,-

für iClave plus



Helix Test	9900059	€240,-
-------------------	----------------	---------------

250 Indikatorstreifen



Reinigungs-Tabs	0230050	€38,-
------------------------	----------------	--------------

Packung à 10 St.

iCare+

Komplettssets



für 2 Hand-/Winkelstücke + 2 Turbinen

MODELL	BESTELLCODE	Preis
iCare+ C2	S102	€5.825,-

für 3 Hand-/Winkelstücke + 1 Turbine

MODELL	BESTELLCODE	Preis
iCare+ C3	S103	€5.825,-

Inhalt

- iCare+ Einheit • Netzkabel
- Druckluftschlauch
- USB-Stick mit Gebrauchsanweisung

iCare+ Adapter

MODELL		BESTELLCODE	Preis
iCare+ Adapter PTL	• für Turbinen mit NSK PTL Anschluss	Z1127010	€104,-
iCare+ Adapter KV	• für Turbinen mit KaVo® MULTiflex® Anschluss	Z1127011	€118,-
iCare+ Adapter SR	• für Turbinen mit Sirona® Schnellanschluss	Z1127013	€118,-
iCare+ Adapter WH	• für Turbinen mit W&H® RotoQuick Anschluss	Z1127012	€104,-
iCare+ Adapter BA	• für Turbinen mit Bien Air® Unifix® Anschluss	Z1127014	€104,-

Betriebsmittel für iCare+



MODELL	BESTELLCODE	Preis
n.clean Reinigungslösung für iCare+6 Flaschen à 500 ml	ACL600	€144,-



n.cid Desinfektionslösung für iCare+6 Flaschen à 500 ml	ACD600	€144,-
---	---------------	---------------



NSK Pflegeöl Flasche à 1 l	Z016117	€92,-
--------------------------------------	----------------	--------------

iCare

Komplettsets



für 2 Hand-/Winkelstücke + 2 Turbinen

MODELL	BESTELLCODE	Preis
iCare C2	Y1002787	€2.026,-

für 3 Hand-/Winkelstücke + 1 Turbine

iCare C3	Y1002788	€2.159,-
-----------------	-----------------	-----------------

Inhalt

- iCare Einheit • Netzkabel • Spannzangen-Düse
- NSK Pflegeöl (1L) • Spraynebelfilter-Set
- Öl-Sprühschutz • Druckluftschlauch

iCare Adapter

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PTL Adapter	• für Turbinen mit NSK PTL Anschluss	Z257010	€104,-
KV Adapter	• für Turbinen mit KaVo® MULTiflex® Anschluss	Z257020	€104,-
SR Adapter	• für Turbinen mit Sirona® Schnellanschluss	Z257023	€104,-
WH Adapter	• für Turbinen mit W&H® RotoQuick Anschluss	Z257021	€104,-
BA Adapter	• für Turbinen mit Bien Air® Unifix® Anschluss	Z280022	€104,-
F-Type Adapter	• für ENDO-MATE TC2, DT Köpfe	Z280042	€104,-
B2/M4 Adapter	• für Turbinen mit Borden2-Loch-Anschluss	T904	€59,-

Pflegeöl (Nachfüllflasche)



MODELL	BESTELLCODE	Preis
Pflegeöl für iCare	Z016130	€92,-
• Flasche à 1l		
Ölfilterset	Y900159	€27,-
• 12er Pack		
Öl-Sprühschutz	U433135	€6,70
• 10er Pack		

PANA SPRAY Plus



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

Pana Spray Plus Packung	Y900630	€152,-
--------------------------------	----------------	---------------

- Karton mit 6 Flaschen PANA SPRAY Plus
- für hoch- und niedertourige Hand- und Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren
- Inhalt: 6 x 500 ml
- alkoholhaltiges Schmiermittel

Öl-Sprühdüse blau	Z020201	€3,10
--------------------------	----------------	--------------

- zur Spannzangenpflege

Ölspray Schutzhülle



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

Ölspray Schutzhülle	Y900084	€27,-
----------------------------	----------------	--------------

- 10-Stück-Packung

Sprühdüsen für PANA SPRAY Plus



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

Phatelus Düse	P183090	€8,80
----------------------	----------------	--------------

- Sprühdüse für hochtourige Aufsätze und Luftmotoren, die auf Phatelus- und Mach-Kupplungen passen

KV Düse	Z090051	€8,80
----------------	----------------	--------------

- für KaVo® MULTiflex® LUX

SR Düse	Z090052	€8,80
----------------	----------------	--------------

- für Sirona® Schnellkupplung

WH Düse	Z090054	€8,80
----------------	----------------	--------------

- für W&H® Roto Quick

BA Düse	Z090053	€8,80
----------------	----------------	--------------

- für Bien-Air® Unifix®

Phatelus Contra Düse	M070090	€8,80
-----------------------------	----------------	--------------

- Sprühdüse für Köpfe der Phatelus-Luftmotoren

E-Type Düse	Z019090	€7,20
--------------------	----------------	--------------

- Sprühdüse für Instrumente Typ ISO

Chirurgiekopf Düse	Z114090	€21,-
---------------------------	----------------	--------------

- Sprühdüse für Instrumente Typ E* oder für die Chirurgie-Köpfe SGM-I und SGMS-I

F-Type Düse	Z256090	€8,80
--------------------	----------------	--------------

- für ENDO-MATE TC2, DT & iSD900-Köpfe

Instrumentenständer

1356
111

MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

Multi Stand	Z036	€83,-
--------------------	-------------	--------------

- kompletter Instrumentenständer für hoch- und niedertourige NSK-Instrumente (5x Adapter A; 5x Adapter B; 4x Adapter C)

Adapter für den Instrumentenständer

1356
111

Adapter A	Z036201	€4,60
------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für Turbinen mit NSK PTL-Anschluss und Phatelus Luftmotoren



Adapter B	Z036202	€4,60
------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für niedertourige Hand- und Winkelstücke Typ E* und Köpfe der Phatelus-Luftmotoren



Adapter C	Z036203	€4,60
------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für Phatelus und Mach-Kupplungen



Adapter KV	Z036204	€4,60
-------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für KaVo® MULTiflex® LUX



Adapter SR	Z036205	€4,60
-------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für Sirona® Schnellkupplung



Adapter WH	Z036207	€4,60
-------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für W&H® Roto Quick



Adapter BA	Z036206	€4,60
-------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für Bien-Air® Unifix®



Adapter F	Z036209	€4,60
------------------	----------------	--------------

- Instrumentenaufnahme für ENDO-MATE TC2, DT & iSD900 Köpfe

Mehrfachmessgerät



MODELL	BESTELLCODE	Preis
--------	-------------	-------

MG-4H	Z109400	€281,-
--------------	----------------	---------------

- für Midwest-4-Loch- und LUX-Kupplungen



ULTIMATE XL Serie

Bürstenloser Mikromotor



ULTIMATE XL-G Komplettssets

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Torque	UMXL-GT	Y141471	€1.628,-
Compact	UMXL-GC	Y141472	€1.364,-

Inhalt

- Steuergerät • Mikromotorhandstück
- Fußschalter • Handstückablage
- kein Anschluss an Laborturbine über TA50 Adapter



ULTIMATE XL-D Komplettssets

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Torque	UMXL-DT	Y141504	€1.628,-
Compact	UMXL-DC	Y141505	€1.364,-

Inhalt

- Steuergerät • Mikromotorhandstück • Fußschalter
- Handstückablage



ULTIMATE XL-K Komplettssets

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Torque	UMXL-KT	Y141495	€1.628,-
Compact	UMXL-KC	Y141496	€1.364,-

Inhalt

- Steuergerät • Mikromotorhandstück
- Handstückablage



ULTIMATE XL-F Komplettssets

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Torque	UMXL-FT	Y141513	€1.628,-
Compact	UMXL-FC	Y141514	€1.364,-

Inhalt

- Steuergerät • Mikromotorhandstück
- Handstückablage

Turbinenadapter



MODELL	BESTELLCODE	Preis
TA50	U375	€136,-

- Für ULTIMATE XL-D, XL-K und XL-F
- Turbinenadapter
- B 75 x T 100 x H 30 (mm)

ULTIMATE XL Serie

Bürstenloser Mikromotor



Bürstenloser Mikromotor

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Torque	UMXL-T2M	Y141441	€790,-

- Geschwindigkeit : 1.000 – 50.000/min
- Maximales Drehmoment : 8,7 Ncm



Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Compact	UMXL-C2M	Y141445	€737,-

- Geschwindigkeit : 1.000 – 50.000/min
- Maximales Drehmoment : 6,0 Ncm



Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
E-type	UMXL-EM2M	E342002	€896,-

- Geschwindigkeit : 1.000 – 50.000/min
- Maximales Drehmoment : 6,0 Ncm

VOLVERE i7

Kernloser Mikromotor



Kernloser Mikromotor

Kopf	MODELL	BESTELLCODE	Preis
Standard	VOLVERE i7 RM	Y1002890	€1.060,-

Typ ISO-E ohne Handstück	VOLVERE i7 E	Y1003523	€951,-
---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------

Typ ISO-E mit Handstück	VOLVERE i7 VR-EB	Y1002891	€1.112,-
--------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

- Inhalt**
- Steuergerät
 - Mikromotorhandstück
 - Handstückablage
 - Fußschalter

PRESTO AQUA LUX

Komplettset



LED

Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	PRESTO AQUA LUX	Y1001151	€2.071,-

Inhalt

- PRESTO AQUA LUX Steuergerät
- PRESTO AQUA LUX Handstück • PR-AQL Schlauch
- Fußsteuerung (AFC-40) • Handstückablage
- 2 m Luftanschlussschlauch für PRESTO
- PRESTO AQUA LUX Kabel (230 V)
- Wechselstromadapter

Handstück



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
●	PRA-LUX-HP T1002		€1.175,-

- PRESTO AQUA LUX Handstück



	PR-AQL Schlauch	Z1050	€411,-
--	------------------------	--------------	---------------

- LED integriert

PRESTO AQUA II

Komplettset



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	PRESTO AQUA II	Y150023	€1.586,-

Inhalt

- PRESTO AQUA II Steuergerät
- PRESTO AQUA Handstück
- Kupplung für QD-J B3 • Fußsteuerung (AFC-40)
- Turbinenschlauch für PRESTO AQUA II
- 2 m Luftanschlussschlauch für PRESTO

Handstück



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	PRA-HP	T816	€748,-

- PRESTO AQUA Handstück



—	QD-J B3	T354051	€105,-
---	----------------	----------------	---------------

- PRESTO AQUA Kupplung

PRESTO II

Komplettset



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	PRESTO II	Y150022	€792,-

Inhalt

- PRESTO II Steuergerät • PRESTO Handstück
- Fußsteuerung (AFC-40) • Handstückablage
- Turbinenschlauch für PRESTO
- 2 m Luftanschlussschlauch für PRESTO

Handstück



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	PR-HP	T815	€402,-

- Mit 2 m Schlauch

Turbinenadapter



Licht	MODELL	BESTELLCODE	Preis
—	TA50	U375	€136,-

- Für ULTIMATE XL-D, XL-K und XL-F
- Turbinenadapter • B 75 x T 100 x H 30 (mm)

Ti-Max Z Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
TiZ-MU03 Einsatz für Z800		Y1002075	€269,-
TiZ-SU03 Einsatz für Z900		Y1002076	€269,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791	€64,-
TiZ-MU04 Kopfdeckel für Z800		P1051050	€43,-
TiZ-SU04 Kopfdeckel für Z900		P1052050	€43,-
TiZ-MU05 Kopfdeckelschlüssel für Z800		Z265006	€21,-
TiZ-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Z900		Z265007	€21,-

Ti-Max Z micro Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SX3-NU03 Einsatz für Z micro		PA2307X001	€269,-
SX-NU04 Kopfdeckel für Z micro		PA2307X050	€43,-
SX-NU05 Kopfdeckelschlüssel für Z micro		PA2307X765	€9,80

S-Max M Serie M500 / 600, M800 / 900

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280	€202,-
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281	€202,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791	€64,-
TA Lampe	• 3er-Packung • für WL/BL 	Y900132	€76,-
SX-MU04 Kopfdeckel für M500/M800		P1001500	€32,-
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für M900		P1027500	€32,-
SX-SU04 Kopfdeckel für M600		P1002500	€32,-
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535	€9,80

S-Max pico Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SX-PU03 Einsatz für S-Max pico		P1140200	€211,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791	€64,-
SX-PU04 Kopfdeckel für S-Max pico		P1140500	€32,-
SX-PU05 Kopfdeckelschlüssel für S-Max pico		20002803	€16,50

Ti-Max X450 Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
TiX45-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		Y1001906	€246,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791	€64,-
TiX45-SU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1078500	€43,-
Kopfdeckelschlüssel X450		P624765	€7,70

Pana-Max PLUS

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280	€202,-
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281	€202,-
SX-MU04 Kopfdeckel für Mini-Kopf		P1001500	€32,-
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1027500	€32,-
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535	€9,80

Pana-Max2

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PAX2-SU03 Einsatz		P1190	€170,-
PAX2-SU04 Kopfdeckel		P1190050	€32,-
PAX2-SU05		P1190765	€7,70

Kupplungen

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ersatz-LED für KCL/SCL/PTL		10000198	€64,-
TA Lampe für KCL 6	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
PTL-Lampe für PTL	• 3er-Packung 	Y900529	€76,-
O-Ring-Set für KCL 6/LED		Y900211	€12,90
O-Ring-Set für SCL/LED		S900060	€11,80

Ti-Max X Turbinen

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
TiX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		Y900200	€246,-
TiX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		Y1001022	€246,-
TiX-TU03 Einsatz für Torque-Kopf		Y1001023	€246,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791	€64,-
TA Lampe für WL/BL	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
TiX-MU04 Kopfdeckel für Mini-Kopf		P067B050	€43,-
TiX-SU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P068B050	€43,-
TiX-TU04 Kopfdeckel für Torque-Kopf		P069B050	€43,-
Kopfdeckelschlüssel orange für X500		Z265005	€21,-
Kopfdeckelschlüssel blau für X600		Z265004	€21,-
Kopfdeckelschlüssel grün für X700		Z265003	€21,-

Ti-Max 450

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
NCH-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P041	€179,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
TA Lampe für WL/BL	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
NCH-MU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P040050	€32,-
CQ45 Kopfdeckelschlüssel für Standard-Kopf		P624765	€7,70

Ti-Max AL, AKL, ASL, AWL, ABL, A Serie

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ti-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P057	€202,-
Ti-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P058	€202,-
Ti-TU03 Einsatz für Torque-Kopf		P059	€202,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
TA Lampe für WL/BL	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
Ti-TU04* Kopfdeckel für Torque-Kopf		P059050	€32,-
Ti-MU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini-Kopf		Z265002	€21,-
TF-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Standard- und Torque-Kopf		Z265001	€21,-

Mach-Lite XT / Mach 2 / 200L / 300L / 400L Serie

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
NMC-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P047	€202,-
NMC-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P045	€202,-
NMC-TU03 Einsatz für Torque-Kopf		P046	€202,-
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40
TA Lampe für WL/BL	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
NMC-MU04 Kopfdeckel für Mini-Kopf		P047050	€32,-
NCH-MU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P040050	€32,-
NCH-TU04 Kopfdeckel für Torque-Kopf		P042050	€32,-
MC-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini-, Standard- und Torque-Kopf		P040765	€7,70

PANA-MAX

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PAX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		Y900772	€170,-
PAX-TU03 Einsatz für Torque-Kopf		Y900773	€170,-
PAX-SU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P074050	€32,-
PAX-TU04 Kopfdeckel für Torque-Kopf		P075050	€32,-
PAX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Standard- und Torque-Kopf		P074765	€7,70

PANA AIR Σ Serie

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
NPA-MU03 UP-Mini-Einsatz		P004	€165,-
NPA-SU03 UP-Standard-Einsatz		P014	€165,-
NPA-TU03 UP-Torque-Einsatz		P024	€165,-
PA-SU04 UP-Kopfdeckel für Mini- und Standard-Kopf		P014050	€32,-
PA-S07 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-UP-Kopf		T110765	€7,70
MC-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini-, Standard- und Torque-Kopf		P040765	€7,70

Mikromotoren

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ersatz-LED für X205L/M205LG M40 LED		10000198	€64,-
TA Lampe für M40/NL400/NLS	• 3er-Packung 	Y900132	€76,-
TM Lampe für Tim40/Ti205L	• 3er-Packung 	Y900078	€76,-
O-Ringset für alle Modelle	• 3 Stück 	M154060	€9,80
O-Ring blau einzeln		0313084070	€3,10
O-Ringset komplett für alle Modelle	• 4 Stück 	E1135083	€12,90

Phatelus-Luftmotoren

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe 	Y900580	€12,40

FX Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
FX25-04 Kopfdeckel für FX25m/FX15m		C1052500	€26,-
FX25-03 Einsatz für FX25m/FX15m		C1052700	€83,-
Sprayclip FX25m/FX15m		C1052702	€11,80
Sprayclip für FX65m		H019711	€12,40
Schlüssel für FX25m/FX15m		C1052701	€7,70
Schlauch (RSM)		Z166101	€3,10

EX Serie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
FPB-03 Einsatz für FPB-Modelle		C875060	€76,-
NAC-03 Einsatz für NAC-Modelle		C030011	€38,-
BB-03 Einsatz für BB-Modelle		C037015	€48,-
NBB-03 Einsatz für NBB/NBBW-Modelle		C210015	€56,-
Sprayclip für NAC, BB, FPB, FFB, TEP, NRS2		C032701	€12,40
Sprayclip für NM		C039701	€12,40
Sprayclip für EX-5B, EX-6B		H019711	€12,40
FPB-02 mittleres Getriebe für FPB-Y		C875012	€37,-
NAC-02 mittleres Getriebe für NAC-Y		C032012	€29,-
Kopfdeckelschlüssel für AR-Y(S)		C185751	€3,60
Kopfdeckelschlüssel (schwarz)		C071751	€3,60
Schlauch (RSM)		Z166101	€3,10

Varios Combi Pro

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PROPHY-Pulverkammer		U1135018	€307,-
PERIO-Pulverkammer		U1135019	€307,-
PROPHY-Handstückschlauch		T1051001	€213,-
PERIO-Handstückschlauch		T1053001	€213,-
PROPHY-Handstück		T1074	€309,-
PERIO-Handstück		T1077	€363,-
Düse PROPHY		T1074012	€91,-
Düse PERIO		T1077012	€101,-
VCP Kühlmittelflasche (400 mL)		U1135017	€80,-
VA2-LUX-HP Ultraschallhandstück mit Licht		E351050	€764,-
VA2LUX-SC Handstückschlauch für VA2LUX		E351055	€285,-
FC-79 Fußschalter für VCP		Z1256	€378,-
Wasserschlauch 3,6m mit Wasserfilter		U1135078	€57,-
Wasserfilter		Y900069	€34,-
Wasserfiltereinsatz		U387042	€16,-
CR-10 Drehmomentschlüssel		Z221076	€33,-
Schlüssel zum Auswechseln der Endo-Aufsätze		Z217399	€11,80
Aufsatzhalter		Z221080	€36,-
Aufsatzschutz L Aufsatzschutz lang		Z217850	€8,20
Aufsatzschutz S Aufsatzschutz kurz		Z217851	€7,20
Sterilisationskassette VA-CASE		Z1035001	€57,-
Kühlmittelpumpe		U1135079	€69,-
O-Ring-Set (Behälteraufnahme)	• 5-Stück-Packung 	Y1003435	€19,-
Pulverkammer-Deckel		U1135089	€48,-
Deckeldichtung (schwarz) (für Pulverkammer-Deckel neue Generation)		D25100604	€16,50

Varios Combi Pro

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Deckeldichtung (rot) (für Pulverkammer-Deckel frühere Generation)	 Y1003545	€9,30
O-Ring-Set (für Kühlmittelflasche)	 Y1003544	€6,20
O-Ring (für VA-Handstückschlauch)	 0310020080	€3,10
O-Ring-Set (für Pulver-Handstückschlauch)	 Y1003500	€6,20
O-Ring-Set (für Düse Prophy/Perio)	 Y1003501	€6,20
Luftschlauch 3,6m	 D0914406036	€24,-
Schraubenschlüssel 5x8 (2 Stück)	 Y1001301	€16,-
VCP Schlüssel für Düse	 T1074601	€7,70
Perio-Mate Düsenspitze • Packung à 40 Stk	 Y1002741	€84,-
Düsenspitzen-Entferner	 T1043751	€7,70
Schmieröl	 Z016112	€7,20
Reinigungsfeile (L)	 T798091	€7,70
Reinigungsfeile (S)	 T798095	€10,80
Reinigungsnadel	 T798092	€10,30
Reinigungsbürste	 T798093	€10,80
Entriegelungsdorn	 U1135256	€8,80

Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODELL	BESTELLCODE	Preis
VA2-LUX-HP Ultraschallhandstück mit Licht	 E351050	€764,-
VA2-HP Ultraschallhandstück ohne Licht	 E350050	€437,-
VA970LUX-SC Handstückschlauch für Varios 970 LUX	 E351055	€285,-
VA970-SC Handstückschlauch für Varios 970	 E350055	€188,-
VA170LUX-SC Handstückschlauch für Varios 170 LUX	 E351056	€180,-
VA170-SC Handstückschlauch für Varios 170	 E350056	€132,-
FC-70 Fußschalter (2,5m)	 Z1008	€103,-
FC-71 Fußschalter (5m) für Varios 370	 Z1008002	€127,-
VA370/370LUX AC Adapter (5m)	 Y1001790	€161,-
Schnellkupplung	 U387030	€59,-
Wasserfilterset (2m Wasseranschlussschlauch mit Filter)	 U387040	€59,-
Wasseranschlussschlauch (2 m)	 U387580	€21,-
Wasserfilter	 Y900069	€34,-
Wasserfiltereinsatz	 U387042	€16,-
Schlauchring • 2-Stück-Packung	 Y900077	€6,70
CR-10 Drehmomentschlüssel	 Z221076	€33,-
Schlüssel zum Auswechseln der Endo-Aufsätze	 Z217399	€11,80
Aufsatzhalter	 Z221080	€36,-
Aufsatzschutz L Aufsatzschutz lang	 Z217850	€8,20
Aufsatzschutz S Aufsatzschutz kurz	 Z217851	€7,20
Sterilisationskassette VA-CASE	 Z1035	€57,-
Handstückhalter für Varios 370	 10001505	€36,-
VA-Flasche 400 (400 ml) für Varios 970	 Z1047002	€115,-
Kühlmittelpumpe für Varios 970	 10000643	€69,-
Schraubenschlüssel 5x8 (2 Stück)	 Y1001301	€16,-

Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODELL		BESTELLCODE	Preis
O-Ring für Handstückschlauch		0310020080	€3,10
O-Ring (dünn) für VA-Flasche 400		0312090100	€3,10
O-Ring (dick) für VA-Flasche 400		0310075150	€3,10
Varios 350/370 Montagetisch		Z254	€104,-
Varios 350/370 Montagearm		Z259	€76,-
Gerätehalter für Varios 370		Y1001812	€47,-

S970 / S950 / AS2000 Airscaler

MODELL		BESTELLCODE	Preis
CR-20 Drehmomentschlüssel		Z1090	€50,-
Schlüssel zum Auswechseln der Endo-Aufsätze		Z217399	€11,80
Aufsatzhalter		Z252080	€36,-
Schmieröl für S950/AS2000		Z016112	€7,20
Aufsatzschutz L Aufsatzschutz lang		Z217850	€8,20
Aufsatzschutz S Aufsatzschutz kurz		Z217851	€7,20
S970 O-Ring Set für S970/L (4 Stück)		Y1001953	€12,40
PTL O-Ring Set • 5er-Set O-Ringe		Y900580	€12,40

Varios 750 / 560 / 350 / 150

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
VA-LUX-HP Ultraschallhandstück mit Licht		E250050	€647,-
VA-HP Ultraschallhandstück ohne Licht		E177050	€387,-
VA750LUX-SC Handstückschlauch für Varios 750 LUX		E250055	€239,-
VA560LUX-SC Handstückschlauch für Varios 560 LUX		E250060	€239,-
Handstückring		E250075	€20,-
VA750-SC Handstückschlauch für Varios 750		E177055	€168,-
VA560-SC Handstückschlauch für Varios 560		E177060	€144,-
FC-60 Fußschalter (2,5 m) für Varios 750 LUX und 750, Varios 560 LUX und 560		Z297	€71,-
FC-61 Fußschalter (4 m) für Varios 350 LUX und 350		Z300	€71,-
VA350 AC Adapter Wechselstromadapter für Varios 350 LUX und 350		U430	€156,-
Varios 150 LUX Einbaumodul mit Licht		U387012	€176,-
Varios 150 Einbaumodul ohne Licht		U387015	€143,-
Varios 150 LUX-SC Schlauch mit Licht		E250062	€137,-
Varios 150-SC Schlauch ohne Licht		E177062	€121,-
Varios-350-Montagetisch		Z254	€104,-
Varios-350-Montagearm		Z259	€76,-
Gerätehalterung für Varios 350		Z253	€40,-
VA Lampe (3 Stück)		Y900107	€76,-
Schnellkupplung		U387030	€59,-
Wasserfilterset (2m Wasseranschlussschlauch mit Filter)		U387040	€59,-
Wasseranschlussschlauch (2 m)		U387580	€21,-
Wasserfilter		Y900069	€34,-
Wasserfiltereinsatz		U387042	€16,-

Varios 750 / 560 / 350 / 150

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Schlauchring	• 2-Stück-Packung 	Y900077	€6,70
CR-10 Drehmomentschlüssel 		Z221076	€33,-
Handstückhalter für Varios 350 und 150 		Z250	€9,80
Schlüssel zum Auswechseln der Endo-Aufsätze 		Z217399	€11,80
Aufsatzhalter 		Z221080	€36,-
Aufsatzschutz L Aufsatzschutz lang 		Z217850	€8,20
Aufsatzschutz S Aufsatzschutz kurz 		Z217851	€7,20
Kühlmittelbehälter (350 ml) für Varios 750 		U424060	€104,-
Kühlmittelbehälter (500 ml) für Varios 750 		U424062	€115,-
Kühlmittelpumpe für Varios 750 		U424061	€69,-
iProphy			
MODELL		BESTELLCODE	Preis
iProphy Motor Handpiece 		EA11170020	€652,-
iProphy Ladestation 		UA10910020	€130,-
iProphy Wechselstromadapter 		Y1500014	€122,-
iProphy Akku 		E1080052	€98,-

Prophy-Mate

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PM-S Handstück kurz 		T706010	€296,-
PM-L Handstück lang 		T705010	€296,-
Pulverbehälterdeckel Blau 		T705133	€18,-
Pulverbehälterdeckel Grün 		T705233	€18,-
Pulverbehälterdeckel Pink 		T705333	€18,-
PTL O-Ring Set • 5er-Set O-Ringe 		Y900580	€12,40
PM O-Ring Set • 3er-Set O-Ringe 		Y900054	€9,30
O-Ring Düse 		0312039070	€3,10
O-Ring Düse 		0312029070	€3,10
Düse 		T705A013	€82,-
Schlüssel für Düse 		T705401	€8,20
Deckeldichtung dünn 		T705136	€13,40
Deckeldichtung dick 		T705135	€8,80
Schmieröl 		Z016112	€7,20

Prophy-Mate neo

MODELL	BESTELLCODE	Preis
PMN-HP Handstück mit 60°-Düse	 T797010	€309,-
Düse 60°	 T797012	€91,-
Düse 80°	 T797013	€91,-
Pulverbehälterdeckel	 T798133	€18,-
Deckeldichtung	 T798135	€10,30
O-Ring Düse	 0312039070	€3,10
O-Ring (neo) Düse	 0312029070	€3,10
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe  Y900580	€12,40
PM O-Ring Set	• 3er-Set O-Ringe  Y900054	€9,30
Schlüssel für Düse	 T797601	€8,20
Reinigungsdüse PTL (neo)	 T798094	€23,-
Reinigungsdüse KV (neo)	 T886094	€23,-
Reinigungsdüse SR (neo)	 T887094	€23,-
Reinigungsdüse WH (neo)	 T888094	€23,-
Reinigungsdüse BA (neo)	 T889094	€23,-
Reinigungsdüse M4 (neo)	 T884094	€23,-
Reinigungsdüse B2 (neo)	 T885094	€23,-
Schmieröl	 Z016112	€7,20
Reinigungsnaedel (L)	 T798091	€7,70
Reinigungsnaedel (S)	 T798095	€10,80
Reinigungsnaedel	 T798092	€10,30
Reinigungsbürste	 T798093	€10,80

Perio-Mate

MODELL	BESTELLCODE	Preis
PER-HP	 T1043010	€363,-
Perio-Mate Düse	 T1043012	€101,-
Pulverbehälterdeckel	 T798133	€18,-
Deckeldichtung	 T798135	€10,30
O-Ring Düse	 0312039070	€3,10
O-Ring (PER) Düse	 0312023060	€3,10
PTL O-Ring Set	• 5er-Set O-Ringe  Y900580	€12,40
PM O-Ring Set	• 3er-Set O-Ringe  Y900054	€9,30
Schlüssel für Düse	 T797601	€8,20
Düsen spitzen-Entferner	 T1043751	€7,70
Reinigungsdüse PTL (PER)	 T1042094	€23,-
Reinigungsdüse KV (PER)	 T1044094	€23,-
Reinigungsdüse SR (PER)	 T1046094	€23,-
Reinigungsdüse WH (PER)	 T1048094	€23,-
Reinigungsdüse BA (PER)	 T1050094	€23,-
Reinigungsdüse M4 (PER)	 T1052094	€23,-
Reinigungsdüse B2 (PER)	 T1054094	€23,-
Schmieröl	 Z016112	€7,20
Reinigungsnaedel (L)	 T798091	€7,70
Reinigungsnaedel (S)	 T798095	€10,80
Reinigungsnaedel	 T798092	€10,30
Reinigungsbürste	 T798093	€10,80

ENDO-MATE TC2

MODELL		BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE TC2 Motor		E346	€794,-
Ni-MH Akku	• 2er-Packung 	Y900103	€18,-
Ladestation TC2		U614	€247,-
Kabel für MPA / MPAS		C876021	€15,-
Kabel-Clip		C876509	€5,70
F-Type Düse		Z256090	€8,80

ENDO-MATE TC

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ni-MH Akku	• 2er-Packung 	Y900103	€18,-
Ladestation NE140		Y140988	€247,-
F-Type Düse		Z256090	€8,80

ENDO-MATE DT2

MODELL		BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE DT2 Steuergerät		U1138001	€505,-
Motorhandstück für Endo-Mate DT2		E1169001	€387,-
ENDO-MATE DT Adapter		U480	€156,-
Akku-Paket		U421070	€84,-
Handstückablage		Z095206	€29,-
Kabel für MPA / MPAS		C876021	€15,-
Kabel-Clip		C876509	€5,70

ENDO-MATE DT

MODELL		BESTELLCODE	Preis
ENDO-MATE DT Steuergerät		U421002	€505,-
ENDO-MATE DT Motor & Kabel		E275	€387,-
ENDO-MATE DT Adapter		U480	€156,-
FC-60 Fußschalter		Z297	€71,-
Handstückablage		Z095206	€29,-
Kabel für MPA / MPAS		C876021	€15,-
Kabel-Clip		C876509	€5,70
Akku-Paket		U421070	€84,-

iPexII

MODELL		BESTELLCODE	Preis
iPexII Feilen-Clip		U1109351	€41,-
iPexII Tester		U1109353	€30,-
iPexII Messkabel		U1109352	€59,-
Lippenhaken		U501513	€12,90

iPex

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Feilen-Clip		U501512	€37,-
Lippenhaken		U501513	€12,90
Verlängerungskabel		U501514	€37,-
Messkabel		U501511	€56,-

ENDO-MATE DT / ENDO-MATE TC2 / TC / TASKAL Wizard Köpfe & Getriebe

Köpfe für Endodontie

MODELL		BESTELLCODE	Preis
MP-Y	Mini-Kopf, für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm), Push-Selbstspannfutter 	C547	€110,-
MPA-Y	Verbindung für Apexlokalisator (für langen Schaft), Mini-Kopf, für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm), Push-Selbstspannfutter 	C548	€205,-
MPAS-Y	Verbindung für Apexlokalisator (für kurzen Schaft), Mini-Kopf, für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm), Push-Selbstspannfutter 	C882	€205,-

Kupplungen

MODELL		BESTELLCODE	Preis
FC 1:1-Übertragung 		C873	€128,-
F4R 4:1-Untersetzung 		C872	€153,-
F10R 10:1-Untersetzung 		C398	€167,-
F16R 16:1-Untersetzung 		C871	€185,-
F20R 20:1-Untersetzung 		C399	€185,-

Köpfe für Prophylaxe

MODELL		BESTELLCODE	Preis
AR-Y (S)	Prophylaxe-Kopf für Schraubeinsätze 	C187	€47,-
AR-Y (K)	Prophylaxe-Kopf für Snap-On-Einsätze 	C188	€47,-
NAC-Y	Prophylaxe-Kopf, für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø 2,35 mm), Einrastmechanismus 	C032002	€55,-
TEQ-Y	für Prophylaxe-Hilfsmittel für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø 2,35 mm), Push-Selbstspannfutter 	C849	€108,-
EVA-Y	für Eva-Interdental-Spitzen 	C235	€95,-

Dentalone

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ventildeckel für Sekretbehälter 		57068	€293,-
Sekretbehälter 		57072	€56,-
Ventildeckel für Wasserbehälter 		57069	€148,-
Wasserbehälter 		57073	€30,-
Saughandstück 		57064	€42,-
Saugschlauch 		57064.1	€148,-
3-F Kanüle 		37066	€38,-
Speichelsauger-Sieb 		37064.6	€3,60
Speichelsauger-Adapter 		37064.7	€6,20
Sterilisationskassette VA-CASE 		Z1035	€57,-
CR-10 Drehmomentschlüssel 		Z221076	€33,-
FC-76 Fußsteuerung 		Z1082	€85,-

VIVAMATE G5

MODELL		BESTELLCODE	Preis
VIVAMATE G5 230 V Steuergerät 		U1068004	€611,-
VMG30EM MC VIVAMATE G5 Mikromotor mit Kabel 		E1069002	€817,-
VMG30 VIVAMATE G5 Mikromotor ohne Kabel 		E1069052	€589,-
VMG30 Motorkabel 		E1069061	€229,-
FC-76M Fußsteuerung (optional) 		Z1082002	€85,-
Handstückablage 		Z095206	€29,-
Akku-Paket 		U1068052	€202,-
Netzstecker für VIVAMATE G5 		U1115	€153,-
Tragekoffer für VIVAMATE G5 		Y1002171	€61,-

VIVA ace

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Absaugkanülen (10 Stk.)		S900070	€21,-
Absaugschlauch komplett		U1144074	€410,-
Sekretbehälter		U1146070	€630,-
3-F-Spritzen-Kit		U1144040	€472,-
3-F-Kanüle		U1144046	€63,-
Absaugverbinder		U1144753	€47,-
Absaugkappe A		U1144750	€12,90
Absaugkappe B		U1144751	€12,90
Schlauchkappe		U1144752	€12,90
Wasserflasche komplett		U1146080	€283,-
FC-76S		Z1082005	€104,-
FC-70S		Z1008006	€127,-
Tragegurt		U1144370	€110,-
Deckeldichtung (für Wasserflasche)		U1144729	€13,90
Deckeldichtung (für Sekretbehälter)		U1144636	€7,70
Deckeldichtung (für Sekretbehälter)		Z1137352	€7,70
Sieb		UA1140189	€9,80

Viva-Mate 3

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Viva-Mate 3 Motor einschließlich Kabel		E015002	€355,-
Viva-Mate 3 Kabel (1,2 m lang)		E015013	€76,-
NCL-S Handstückablage		Z014133	€11,80
Kohlebürsten 2er-Packung		E023011S	€31,-

Surgic Pro2

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Schlauchhalter		E1198105	€20,-
Motorkabel		E1198061	€401,-
Kalibrierdorn		Z1057101	€23,-
Schlauchklemme • 7er-Packung		Y900083	€20,-
ES-SC Sterilisationskassette		S900040	€165,-
Aufhänger für Kühlflüssigkeit		U370152	€70,-
Sterikappe		10001595	€24,-
Handstückablage		Z1402110	€31,-
Kühlmittelschläuche • 5 Stück		Y900113	€61,-
Kühlmittelschlauch autoklavierbar • 1 Stück		S900055	€56,-

Surgic Pro / Surgic Pro+

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Schlauchhalter		E295105	€17,-
Handstückablage		Z1029201	€31,-
Bügelset für Fußanlasser		Z1027	€137,-
Aufhänger für Kühlflüssigkeit		U370152	€70,-
ES-SC Sterilisationskassette		S900040	€165,-
Motorkabel		E1023061	€401,-
Sterikappe		10001595	€24,-
Schlauchklemme • 7er-Packung		Y900083	€20,-
Kalibrierdorn Surgic		U494304	€23,-
Kühlmittelschläuche • 5 Stück		Y900113	€61,-
Kühlmittelschlauch autoklavierbar • 1 Stück		S900055	€56,-

Surgic Pro / VarioSurg3

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SG Link-Stand		Z1176	€436,-
SG Link-Kabel		Z1189	€87,-

VarioSurg3 / VarioSurg

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Schlüssel zum Auswechseln der Endo-Aufsätze		Z217399	€11,80
Aufhänger für Kühlflüssigkeit		U370152	€70,-
VS Schlüssel für SG1A, SG8A (CR-40)		Z305350	€11,80
Drehmomentschlüssel (CR-30)		10000977	€83,-
Aufsatzhalter		Z221086	€45,-
Handstückablage		Z1029201	€31,-
Kühlmittelschläuche • 5 Stück		Y900113	€61,-
Kühlmittelschlauch autoklavierbar • 1 Stück		S900055	€56,-
Schlauchklemme • 7er-Packung		Y900767	€33,-
VA-SG-CASE Sterilisationskassette		Z313102	€188,-

Surgic XT Plus / LED / Surgic XT

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
SG50 LED Mikromotor mit Kabel		E1049	€1.941,-
SGL 50M Lichtmikromotor mit Kabel		E295	€1.941,-
SG 50MS Mikromotor mit Kabel		E290	€1.272,-
Schlauchhalter		E295105	€17,-
Motorkabel mit Licht		E295051	€508,-
Motorkabel ohne Licht		E290051	€401,-
Handstückablage		Z1029201	€31,-
Sterikappe		10001595	€24,-
TA Lampe • 3 er-Packung		Y900132	€76,-
FC-51 Fußsteuergerät		Z272	€873,-
Bügelset für Fußanlasser		Z1027	€137,-
Aufhänger für Kühlflüssigkeit		U370152	€70,-
Kühlmittelschläuche • 5 Stück		Y900113	€61,-
Kühlmittelschläuche autoklavierbar • 1 Stück		S900055	€56,-
Schlauchklemme • 7er-Packung		Y900083	€20,-
Kalibrierdorn Surgic		U494304	€23,-
ES-SC Sterilisationskassette		S900040	€165,-

Chirurgie-Winkelstücke

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Interne Wasserdüse	 10000324	€24,-
Halteklammer für interne Wasserdüse X-SG20L, nanoSG20LS, X-DSG20L, X-DSG20	 20000396	€12,90
Halteklammer für interne Wasserdüse für SG20	 20000357	€12,90
Kühlmittelschlauch in Y-Form	 C823752	€21,-
Reinigungsdraht	 20000512	€4,10

Chirurgie-Winkelstücke Ti-SG20L / Ti-SG25L

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Interne Wasserdüse	 C495035	€25,-
Kühlmittelschlauch in Y-Form	 C823752	€21,-

Zygoma- und Mikrochirurgie-Handstücke

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Sprühdüse für SGX-E20R	 HA12000122	€41,-
Sprühdüse für SGS, SGA	 H263018	€28,-

Mikrosägen-Handstücke

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Sprühdüse für SGR, SGT, SGO	 SH162035	€26,-
Schlüssel 8x5	 K040751	€8,20

Osseo 100 / Osseo 100+

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Osseo 100 Wechselstromadapter	 55093	€55,-
EU-Stecker für Wechselstromadapter	 55094	€6,20
Sterilhülle	 55105	€46,-
MuTiPeg Eindrehreher	 55003	€32,-

iSD900

MODELL	BESTELLCODE	Preis
Ladestation für iSD900	 U1070	€272,-
iSD900 Motor	 E1060	€907,-
iSD-HP	 C1060	€496,-
Drehmoment-Kalibrierer	 Z1056	€98,-
Kalibrierdorn	 Z1057101	€23,-
Ein/Aus-Schalthebel	 Z1070	€24,-
Ni-MH Akku * 2er-Packung	 Y900103	€18,-
F-Type Düse	 Z256090	€8,80

Chirurgie-Winkelstücke SGM / SGMS / SGQ Serie

MODELL	BESTELLCODE	Preis
SGM-I Ultra-Minikopf mit Schnappverschluss	 C293	€164,-
SGMS-I Mit Tiefenmessfunktion	 C594	€262,-
ER16i Winkelstück mit 16:1-Untersetzung	 C628	€378,-
ER20i Winkelstück mit 20:1-Untersetzung	 C629	€378,-
Interne Wasserdüse für SGM / SGMS	 C293025	€27,-
Interne Wasserdüse für SGQ	 C823026	€24,-
Halteklammer für interne Wasserdüse für SGQ	 C823751	€11,80
Klemme für Kühlmittelschlauch	 C202750	€14,90
Kühlmittelschlauch in Y-Form	 C823752	€21,-
Schlüssel für SGM / SGMS	 Z103101	€7,70
Schlüssel für SGQ	 Z103118	€7,70
Lineal für SGMS	 Z217399	€11,80
Tiefenmesser (L) für SGMS	 C594031	€62,-
Tiefenmesser (S) für SGMS	 C594021	€49,-

Chirurgie-Winkelstücke SGM / SGP Serie

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Externe Wasserdüse für SGM		Z111853	€17,-
Externe Wasserdüse für SGP		Z111701	€17,-

iCare+

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Pflegeöl für iCare+ (Flasche à 1l)		Z016117	€92,-
n.clean (Packung à 6 Flaschen)		ACL600	€144,-
n.cid (Packung à 6 Flaschen)		ACD600	€144,-
O-Ring für ISO-Adapter • je 2 Stk. erforderlich		0312074080	€3,10
Blister für Einfüllbereich		S103106	€67,-

iCare

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Pflegeöl für iCare (Flasche à 1l)		Z016130	€92,-
Düse für Spannzange		Z257301	€28,-
Ölfilterset • 12er-Packung		Y900159	€27,-
Ölsprühschutz für Instr.-Köpfe • 200er-Packung		U1120118	€81,-
Öl-Sprühschutz • 10er-Packung		U433135	€6,70

Care3 Plus / Care3

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Pflegeöl (Flasche à 1l)		Z016117	€92,-
Fülltrichter mit Filter		U433090	€12,40

Care3 Plus

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Ölfilterset • 12er-Packung		Y900159	€27,-
Luftfilter-Element		U508353	€11,-
Öl-Sprühschutz • 20er-Packung		Y900186	€13,40

Care3

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
Türdichtung* • 2er-Packung		Y900117	€15,50

ULTIMATE XL-G / -D / -K / -F

MODELL		BESTELLCODE	Preis
UMXL-G Steuergerät, Tisch		Y141468	€964,-
UMXL-D Steuergerät, Turm		Y141503	€964,-
UMXL-K Steuergerät, Knie		Y141494	€964,-
UMXL-F Steuergerät, Fuß		Y141512	€964,-
UMXL-TM 2M Mikromotor-Handstück, Torque (inkl. 2 m Kabel)		Y141441	€790,-
UMXL-CM 2M Mikromotor-Handstück, Compact (inkl. 2 m Kabel)		Y141445	€737,-
UMXL-EM Mikromotor Typ ISO (inkl. 2 m Kabel)		E342002	€896,-
UHRXL-T Motoraufsatz Torque		H269	€243,-
UHRXL-C Motoraufsatz Compact		H271	€243,-
Motor-Kabel T 2M (Torque 2m)		E355055	€143,-
Motor-Kabel C 2M (Compact 2m)		E356055	€143,-
FC-64 Fußschalter (für XL / XL-D)		Z304	€95,-
Handstückablage		Z095201	€17,-
Aufhängevorrichtung für Handstück (für XL)		Z083	€102,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
Handstückhalterung (für XL)		Y900770	€7,70
Schlüssel zum Blockieren der Drehbewegung		H269751	€4,70
Schlüssel zum Spannfutterwechsel		K015751	€8,20
TA50 Turbinenadapter (für XL-D / XL-K / XL-F)		U375	€136,-
Montageklammern für XL-D / XL-K		U364090	€20,-

ULTIMATE 500 / 500D / 500K / 500F

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
UM50T 2M Mikromotor-Handstück Torque		Y140670	€790,-
UM50C 2M Mikromotor-Handstück Compact		Y140671	€790,-
UHR50T Motoraufsatz Torque		H165	€243,-
UHR50C Motoraufsatz Compact		H189	€243,-
UM50TM 2M Kabel		E113055	€143,-
UM50CM 2M Kabel		E187055	€143,-
FC-40 Fußschalter		Z056	€91,-
Handstückablage		Z095201	€17,-
Aufhängevorrichtung für Handstück (für ULTIMATE 500)		Z083	€102,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
Handstückhalterung		Y900071	€7,70
Schlüssel zum Blockieren der Drehbewegung		H269751	€4,70
Schlüssel zum Spannfutterwechsel		K015751	€8,20
TA50 Turbinenadapter (für 500D, 500K und 500F)		U375	€136,-
Montageklammern (für 500D und 500K)		U364090	€20,-

ULTIMATE 450 / 450K / 450F

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
UM45C Motor-Handstück für UM450 inkl. 2 m Kabel und 2 verschiedenen Schlüsseln		Y141266	€737,-
UHR45C Motoraufsatz für UM450		H203002	€243,-
UM45CM 2M Kabel		E187061	€127,-
FC-40 Fußschalter (für 450)		Z056	€91,-
Handstückablage		Z095201	€17,-
Aufhängevorrichtung für Handstück (für ULTIMATE 450)		Z083	€102,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
Handstückhalterung		Y900071	€7,70
Schlüssel zum Blockieren der Drehbewegung		H269751	€4,70
Schlüssel zum Spannfutterwechsel		K015751	€8,20
Montageklammern (für 450K)		U364090	€20,-

VOLVERE i7

MODELL		BESTELLCODE	Preis
VOLVERE i7 Control Unit		U1137	€312,-
GX35RM-B & SCD Mikromotor mit Kabel		E1179	€542,-
GX35EM-B & SCD Mikromotor Typ ISO mit Kabel		E1180	€614,-
UHR45C Handstück für GX35RM-B		H203002	€243,-
GX35RM-B Mikromotor ohne Kabel		E1179051	€457,-
GX35SCD-B Motorkabel		E1179061	€91,-
GX35EM-B Mikromotor Typ ISO ohne Kabel		E1180051	€545,-
VR-EB Handstück Typ ISO		H1062	€243,-
Kohlebürsten für GX35M-R/GX35EM-R (2er-Packung)		E023011S	€31,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
Handstückablage		Z095206	€29,-
FC-76 Fußschalter		Z1082	€85,-
Schlüssel zum Spannfutterwechsel		K015751	€8,20

VOLVERE Vmax

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
UHR35 Handstück		H214	€243,-
Kohlebürsten für GX35M/GX35EM (2er-Packung)		E023011S	€31,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
GX35RM-B & SCD Mikromotor mit Kabel		E1179	€542,-
GX35EM-B & SCD Mikromotor Typ ISO mit Kabel		E1180	€614,-
UHR45C Handstück für GX35RM-B		H203002	€243,-
GX35RM-B Mikromotor ohne Kabel		E1179051	€457,-
Handstückablage		Z095201	€17,-
Handstückhalterung		Y900140	€7,70
FC-40 Fußschalter		Z056	€91,-
Aufhängevorrichtung für Handstück		Z246	€99,-
Vmax35SCD Kabel		E257012	€91,-
Vmax35CCD Spiralkabel		E257013	€91,-
Schlüssel zum Spannfutterwechsel		K015751	€8,20
GX35SCD-B Motorkabel		E1179061	€91,-
GX35EM-B Mikromotor Typ ISO ohne Kabel		E1180051	€545,-
VR-EB Handstück Typ ISO		H1062	€243,-

MIO

Aufgekündigte/s Produkt/e - ausschließlich Ersatzteile erhältlich

MODELL		BESTELLCODE	Preis
MIO MR Mikromotor mit Handstück und Kabel		Y140802	€597,-
MIO-35EM & SCD Mikromotor mit Kabel		E236	€525,-
MIO-35M Mikromotor ohne Kabel		E235015	€367,-
MR Handstück		H203	€207,-
MIO-35EM Mikromotor Typ ISO		E236015	€470,-
MIO-35SCD Kabel		E235012	€59,-
VR-EB Handstück Typ ISO		H178	€243,-
CHH-2,35A Spannfutter 2,35 mm		H203180	€41,-
CHH-1,6A Spannfutter 1,6 mm		H203183	€41,-
CHH-3,0A Spannfutter 3,0 mm		H203179	€41,-
Handstückablage		Z010133	€12,40
FC-11 Fußschalter (Ein-/Aus-Funktion)		Z154002	€73,-
Kohlebürsten für MIO-35M/MIO-35EM		E194060	€31,-

PRESTO AQUA LUX

MODELL		BESTELLCODE	Preis	
PRESTO AQUA LUX Steuergerät		Z1038002	€900,-	
PRA-LUX-HP Lichthandstück		T1002	€1.175,-	
PR-AQL Schlauch		Z1050	€411,-	
PR-AQL03 PRESTO AQUA LUX Rotor		T1002250	€217,-	
AC Adaptor PR-AQL		U1044	€161,-	
PTL O-Ring Set • 5er-Set O-Ringe		Y900580	€12,40	
Deckeldichtung		U379112	€3,60	
AFC-40 Fußschalter		Z127	€173,-	
Handstückablage		Z095206	€29,-	
Spannzange		T815019	€41,-	
Luftanschlussschlauch für PRESTO (2 m)		Z101240	€14,40	
Wasserfilterset 2m Wasseranschluss- schlauch mit Filter		U387040	€59,-	
Wasserfilter		Y900069	€34,-	
Wasserfiltereinsatz		U387042	€16,-	
Schlauchringe • 2er-Packung		Y900077	€6,70	
Wassertank komplett mit Deckel		Z308040	€62,-	
Wassertankdeckel		Z308041	€41,-	
Wassertank		Z308601	€21,-	
PRA II Wassertank O-Ring Set	• 2er-Set O-Ringe		Y900327	€6,20
Spannzangenschlüssel		C034751	€7,70	
Push-in-Schlüssel		T815030	€9,80	

PRESTO AQUA II

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PRESTO AQUA II Steuergerät		Z308015	€661,-
PRA-HP Handstück		T816	€748,-
Turbinenschlauch für PRESTO AQUA II		Z308050	€141,-
QD-J B3 Kupplungen		T354051	€105,-
PR-AQ03 PRESTO AQUA Rotor		T816016	€197,-
Deckeldichtung		U379112	€3,60
AFC-40 Fußschalter		Z127	€173,-
Handstückablage		Z095206	€29,-
Spannzange		T815019	€41,-
Luftanschlussschlauch für PRESTO (2 m)		Z101240	€14,40
Wasserfilterset 2m Wasseranschluss- schlauch mit Filter		U387040	€59,-
Wasserfilter		Y900069	€34,-
Wasserfiltereinsatz		U387042	€16,-
Schlauchringe • 2er-Packung		Y900077	€6,70
Wassertank komplett mit Deckel		Z308040	€62,-
Wassertankdeckel		Z308041	€41,-
Wassertank		Z308601	€21,-
PRA II Wassertank O-Ring Set • 2er-Set O-Ringe		Y900327	€6,20
Spannzangenschlüssel		C034751	€7,70
Push-in-Schlüssel		T815030	€9,80

PRESTO II

MODELL		BESTELLCODE	Preis
PRESTO II Steuergerät		Z307015	€224,-
PR-HP Handstück (inkl. 2 m Schlauch)		T815	€402,-
PR-03 PRESTO-Einsatz		T815016	€160,-
AFC-40 Fußschalter		Z127	€173,-
Handstückablage		Z010134	€11,80
Spannzange		T815019	€41,-
Handstückschlauch für PRESTO (2 m)		T815220	€17,-
Luftanschlussschlauch für PRESTO (2 m)		Z101240	€14,40
LAB Spanner-Schlüssel		H005751	€4,70
Spannzangenschlüssel		C034751	€7,70
Push-in-Schlüssel		T815030	€9,80

KaVo® und MULTiflex® LUX sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH.
W&H® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
Bien-Air® und Unifix® sind ein eingetragene Markenzeichen der Firma Bien-Air Dental S.A.
Satelec® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Acteon SA.
EMS® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Electro Medical Systems SA.

- Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten.
- NSK behält sich das Recht vor, in diesem Katalog enthaltene Produkte oder Preise ohne weitere Ankündigung zu ändern.
- Dieser Katalog zeigt die wichtigsten NSK Produkte. In diesem Katalog enthaltene Produkte sind evtl. nicht in jedem Land verfügbar. Bitte treten Sie ggf. mit Ihrem NSK-Händler in Kontakt, um die Verfügbarkeit einzelner Produkte zu prüfen.

KONTAKT

René Gron

Deutschland Nord
PLZ 17-31, 38

Tel.: +49 (0)174 9100865
E-Mail: gron@nsk-europe.de

Ronald Fork

Deutschland West
PLZ 32-33, 40-53, 58-59

Tel.: +49 (0)174 9308752
E-Mail: fork@nsk-europe.de

Robin Cousin

Deutschland Mitte
PLZ 34-37, 54-57, 60-69, 90-91, 97

Tel.: +49 (0)173 2567210
E-Mail: cousin@nsk-europe.de

Katja Weigelt

Deutschland Süd-West
PLZ 70-79, 86-89

Tel.: +49 (0)173 7013661
E-Mail: weigelt@nsk-europe.de

Frank Teichert

Deutschland Ost
PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99

Tel.: +49 (0)174 9302240
E-Mail: teichert@nsk-europe.de

Ewald Stadlbauer

Deutschland Süd-Ost: PLZ 80-85, 92-94
Österreich: Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Vorarlberg, Tirol

Tel.: +43 (0)664 5110061
E-Mail: stadlbauer@nsk-europe.de

Erwin Kornberger

Österreich: Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten,
Osttirol, Niederösterreich (Ost)

Tel.: +43 (0)664 1006343
E-Mail: kornberger@nsk-europe.de

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0 FAX: +49 6196 77606 29

Create it 